## Cajas para congelación de polipropileno










Cajas de polipropileno para congelación hasta -90°C.
2 opciones de altura :
+ 45 mm (la tapa descansa sobre el tapón del criotubo) ;
+ o 50 mm (espacio entre el tapón del criotubo y la tapa) ;
El modelo * presenta un índice alfanumérico en la caja.

- Tapa fijadora transparente
- Compartimentos incluidos
- Autoclavables
- Dimensiones estándar para todos los tipos de congeladores

### Cajas de 45 mm y 50 mm de altura -

marcado alfanumérico: * junto a cada pocillo - ** sólo en los 4 lados de la caja - *** en los 4 lados y en el fondo de la caja

| L x An x Al con tapa (mm) | 130 x 130 x 45 - 53 | | | | 130 x 130 x 50 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | A | C | B | A | A | C | | | B | | A | |
| Capacidad de tubos | 81 (9 x 9) | 81 (9 x 9) | 64 (8 x 8) | 49 (7 x 7) | 81 (9 x 9) | 81 (9 x 9) | | | 64 (8 x 8) | | 49 (7 x 7) | |
| Tipo tubos | Criotubos 2 ml ø 12,5 mm | Criotubos 2 ml ø 12,5 mm | Microtubos 1,5 ml y 2 ml ø 11 mm | Tubos hasta ø 17 mm | Criotubos 2 ml ø 12,5 mm | Criotubos 2 ml ø 12,5 mm | | | Microtubos 1,5 ml y 2 ml ø 11 mm | | Tubos hasta ø 17 mm | |
| Color | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. marcado negro | Ref. marcado incoloro | Ref. Fluo | Ref. estándar | Ref. Fluo | Ref. estándar | Ref. Fluo |
| Natural | 139691 | 139691N* | 139709* | 139718 | 139727 | 139727N*** | 142649*** | - | 139400* | - | 139745 | - |
| Blanco | - | - | - | - | - | - | 142655*** | - | 139411* | - | 141511 | - |
| Amarillo | 139692 | 139692N* | 139710* | 139719 | 139728 | 139728N*** | 142656*** | 142650*** | 139412* | 139405* | 141512 | 139746 |
| Azul | 139693 | 139693N* | 139711* | 139720 | 139729 | 139729N*** | 142657*** | 142651*** | 139407* | 139401* | 141513 | 139747 |
| Verde | 139694 | 139694N* | 139712* | 139721 | 139730 | 139730N*** | 142658*** | 142652*** | 139408* | 139402* | 141514 | 139748 |
| Rosa | 139695 | 139695N* | 139713* | 139722 | 139731 | 139731N*** | - | 142653*** | - | 139404* | - | 139749 |
| Naranja | 139696 | 139696N* | 139714* | 139723 | 139732 | 139732N*** | - | 142654*** | - | 139403* | - | 139750 |
| Rojo | 139697 | 139697N* | 139715* | 139724 | 139733 | 139733N** | 142659*** | - | 139409* | - | 139751 | - |
| Violeta | 139698 | 139698N* | 139716* | 139725 | 139734 | 139734N** | 142660*** | - | 139410* | - | 139752 | - |
| Negro | 139699 | - | 139717* | 139726 | 139701 | - | 142661*** | - | 139406* | - | 139753 | - |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Negro especial | - | - | - | - | - | - | 142662*** | - | - | 139413* | - | 141515 |
| € | - | - | - | - | - | - | NC - | - | - | NC - | - | NC - |

### Cajas para microtubos PCR y tubos de hasta 50 ml

| L x An x Al con tapa (mm) | 130 x 130 x 32 | | 130 x 130 x 37 | | 130 x 130 x 75 | | 130 x 130 x 75-80 | 130 x 130 x 75-80 | 130 x 130 x 90-95 | 130 x 130 x 105 | 130 x 130 x 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de tubos | 144 (12 x 12) | | 100 (10 x 10) | | 64 (8 x 8) | | 81 (9 x 9) | 49 (7 x 7) | 81 (9 x 9) | 25 (5 x 5) | 10 |
| Tipo tubos | Microtubos PCR 0,2ml individuales o en tiras | | Microtubos ø 11 mm | | Criotubos, tubos hasta ø 11 mm | | Criotubos ø 12,5 mm | Tubos de hasta ø 17 mm | Criotubos de hasta ø 12,5 mm | Tubos ø 16,6 mm | Tubos ø 30 mm 50 ml cultivo cónicos |
| Color | Ref. estándar | Ref. Fluo | Ref. estándar | Ref. Fluo | Ref. estándar | Ref. Fluo | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. | Ref. |
| Natural | 139754 | - | 139763 | - | 139420 | - | 139772 | 139781 | 139790 | 142698* | 139808 |
| Blanco | 141537 | - | 141545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amarillo | 141538 | 139755 | 139764 | 141542 | - | 139424 | 139773 | 139782 | 139791 | 142699* | 139809 |
| Azul | 141539 | 139756 | 139765 | 141543 | - | 139421 | 139774 | 139783 | 139792 | 142700* | 139810 |
| Verde | 141540 | 139757 | 139766 | 141544 | - | 139422 | 139775 | 139784 | 139793 | 142701* | 139811 |
| Rosa | 139758 | - | 139767 | - | - | 139425 | 139776 | 139785 | 139794 | 142702* | 139812 |
| Naranja | - | 139759 | - | 139768 | - | 139423 | 139777 | 139786 | 139795 | 142703* | 139813 |
| Rojo | 139760 | - | 139769 | - | | - | 139778 | 139787 | 139796 | 142704* | 139814 |
| Violeta | 139761 | - | 139770 | - | | - | 139779 | 139788 | 139797 | 142705* | 139815 |
| Negro | 139762 | - | 139771 | - | | - | 139780 | 139789 | - | 142706* | 139816 |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Negro especial | 141541 | - | 141546 | - | - | - | - | - | - | - | 142982 |
| € | NC - | - | NC - | - | - | - | - | - | - | - | NC - |

## Cajas para congelación de polipropileno con cuadrícula alfanumérica

- Para 81 criotubos 1,2, 4 ó 5 ml
- De polipropileno
- Para congelación de criotubos hasta -90 °C
- Autoclavables
- Tapa fijadora transparente con marcado alfanumérico
- 3 alturas : 50, 80 y 97 mm
- L x An : 130 x 130 mm

| Para criotubos | Dimensiones caja (mm) | Azul | Verde | Natural | Rojo | Amarillo | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 ml | 130 x 130 x 50 | 049743 | 049744 | 049745 | 049746 | 049747 | NC - |
| 4 ml | 130 x 130 x 80 | 049748 | 049749 | 049750 | 049751 | 049752 | NC - |
| 5 ml | 130 x 130 x 97 | 049753 | 049754 | 049755 | 049756 | 049757 | NC - |




Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB