Criocajas de polipropileno de altura variable



- De polipropileno
- Dimensiones: 133 x 133 mm, altura ajustable : 50 mm ó 75 mm
- Marcaje numérico
- Abertura de drenaje
- Autoclavables
- Resistente a temperaturas de - 90 °C a + 121 °C
- Apilables

Capacidad de tubos	6 x 6	7 x 7	8 x 8	9 x 9	10 x 10
Para tubos de ø (mm)	19	17	15	13	11,5
Natural	030131	030138	750207	750214	750221
Amarillo	030132	030139	750208	750215	750222
Rojo	030133	750202	750209	750216	750223
Verde	030134	750203	750210	750217	750224
Azul	030135	750204	750211	750218	750225
Negro	030136	750205	750212	750219	750226
Surtido	030137	750206	750213	750220	750227
Unid./caja	5	5	5	5	5
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Etiquetas para criocajas

- Colores surtidos : rojo, amarillo, verde, azul, violeta
- Utilizable a -150 °C



Ref.	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
030130	200 x 40	5 x 10	NC -


Cajas negras opacas para congelación



- De polipropileno
- Para 100 tubos de 0,5, 1,5 o 2 ml, y criotubos
- Temperatura de uso: -80 °C a +121 °C, autoclavables a 121 °C
- Cuadrícula alfanumérica en la caja
- Dimensión Al x An x L : 56 x 143 x 154 mm

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
947870	Cajas negras opacas 100 tubos	NC -

Cajas negras para muestras fotosensibles



- Con fondo y tapa de polipropileno negro opaco
- Con compartimientos de 9 x 9 para 81 criotubos de 1,2 ó 2 ml

Ref.	L x An x Al con tapa (mm)	€
139830	130 x 130 x 45	NC -
139735	130 x 130 x 50	NC -

Criocajas de almacenamiento para 64 tubos



- De polipropileno
- Marcado alfanumérico negro
- Doble cuadrícula
- Para 8 x 8 tubos ø 11 mm
- L x An con tapa : 130 x 130 mm / altura: 75 mm

Natural	Azul fluorescente	Verde fluorescente	Naranja fluorescente	Amarillo fluorescente	Rosa fluorescente	€
139420	139421	139422	139423	139424	139425	NC -

Caja de congelación 100 plazas



- De polipropileno
- Para tubos de altura de hasta 50 mm
- Para 100 frascos, viales, microtubos de 1,5 y 2 ml
- Autoclavable 121°C
- Cuadrícula alfanumérica en la caja
- Apilable
- Tapa con bisagras
- Al x An x L (mm): 60 x 140 x 140



Natural	Naranja	Verde	Azul	Violeta	€	Surtido	€ 5 unid.
441983	441984	441985	441988	141217	NC -	441989	NC -

Cajas de congelación para 81 tubos



- De polipropileno
- Para 81 tubos de 0,5, 1,5 ó 2 ml y criotubos
- Temperatura de uso de -80 °C a +121 °C
- Cuadrícula alfanumérica en la caja
- Dimensión Al x An x L (mm) : 48 x 140 x 140
- Autoclavables 121 °C

Color	Natural	Azul	Verde	Naranja	Violeta	Surtidos*
Ref.	947864	947865	947866	947867	947868	947869
€ 5 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

* 5 colores: natural, azul, verde, naranja y morado.