
Cajas Polarsafe para tubos de 15 y 50 ml



- De polipropileno
- 2 colores para elegir
- Parte superior blanca para facilitar el marcado y la lectura del índice numérico
- Utilizable de - 90 °C a + 122 °C
- Autoclavables
- Tapa transparente
- L x An x Al : 145 x 145 x 125 mm

Ref.	Capacidad tubos	Color	Unid./ caja	€ / caja
141215	36 tubos de 15 ml	Azul	2	**NC -**
141216	16 tubos de 50 ml	Naranja	2	**NC -**

Cajas para tubos 15 ml y 50 ml



Cajas de polipropileno con compartimentos y tapa fijadora para tubos de 15 ml o 50 ml.

- Índice alfanumérico
- Acepta temperaturas de - 80 °C a + 121 °C
- Superficie de inscripción en la caja
- Puede guardarse en el congelador o en el frigorífico

Ref.	Para	L x An x Al (mm)	Unid./ caja	€ / caja
045547	36 tubos de 15 ml	145 x 145 x 126	2	**NC -**
045548	16 tubos de 50 ml	145 x 145 x 126	2	**NC -**

Caja de almacenamiento para 9 tubos 50 ml o 16 tubos 15 ml




- De polipropileno
- Autoclavable
- Tapa transparente
- Racks con marcado numérico blanco
- Se suministra con dos racks:
  - rack para 9 tubos de 50 ml
  - rack para 16 tubos de 15 ml
- Los racks son fáciles de cambiar y se anclan en el fondo de la caja

Ref.	Descripción	€
037982	Caja de almacenamiento para 9 tubos 50 ml o 16 tubos 15 ml	**NC -**

Cajas de congelación para tubos 15 y 50 ml Labcon®





- De polipropileno
- Autoclavables
- Utilización de -80 °C a 122 °C

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
949828	Caja para 36 tubos de 15 ml	2	**NC -**
949829	Caja para 16 tubos de 50 ml	2	**NC -**

Criocajas para microtubos de 5 ml



- De polipropileno
- Tapa de policarbonato transparente
- Para 5 x 5 microtubos 5 ml (Ø : 17 mm)
- Dimensiones An x p (mm) : 130 x 130
- Altura variable de 70 a 80 mm, según la posición de la tapa
- Utilización hasta -90 °C
- Con orificios de drenaje
- Autoclavables

Color	Natural	Azul	Verde	Rojo	Amarillo	Negro	Negro*
Ref.	**140326**	**140327**	**140328**	**140329**	**140330**	**140331**	**140332**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Caja totalmente opaca negra, para muestras fotosensibles.