Caja de congelación para microtubos de 5 ml

Apto para tubos de 5 ml

- De polipropileno , autoclavables
- Para tubos de Ø 17 mm, 5 x 5 emplazamientos
- Tapa fijadora transparente
- Doble rejilla de sujeción incluida
- Marcaje digital de posición
- Para congelación hasta -90 °C
- Dimensiones (An x L x Al) con tapa : 130 x 130 x 67 mm / altura interna : 64 mm



Natural	Azul	Verde	Naranja	Rosa	Amarillo	€
142457	142458	142459	142460	142461	142462	NC -

Mini-cajas para criotubos

Thermo SCIENTIFIC nunc

Para el almacenamiento y el transporte de 5 ou 10 criotubos 1 a 1,8 ml. De HIPS (High Impact Polystyrene).



Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
055544	Mini-caja para 5 criotubos	350	NC -
055545	Mini-caja para 10 criotubos	200	NC -

Cajas de almacenamiento Store box HIPS

Cajas de almacenamiento a -90°C de HIPS (High Impact Polystyrene).

- Para el almacenamiento de muestras de -90 °C a +80 °C
- Tapa con numeración de casillas
- Codificación en la base y la tapa
- No autoclavables
- Para tubos de 1 a 5 ml según el modelo
- Cajas con capacidad de 25 a 100 tubos
- El modelo de 100 tubos no está equipado con compartimentos, sino con pinchos para sujetar los tubos



	Serie 225		Serie 281		Serie 514		Serie 581		Serie 2100	
Número de plazas	25		81		42		81		100	
Para	Criotubos 1 - 2 ml		Criotubos 1 - 2 ml		Criotubos 10 ml		Criotubos 3 - 5 ml		Criotubos 1 - 2 ml	
Dimensiones (mm)	76 x 72 x 54		133 x 133 x 52		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 52	
Color	Ref.	€ 8 unid.	Ref.	€ 4 unid.	Ref.	€ 5 unid.	Ref.	€ 5 unid.	Ref.	€ 4 unid.
Azul	039806	NC -	039810	NC -	930758	NC -	039814	NC -	039802	NC -
Verde	039807	NC -	039811	NC -	930759	NC -	039815	NC -	039803	NC -
Rosa	039808	NC -	039812	NC -	930760	NC -	039816	NC -	039804	NC -
Amarillo	039809	NC -	039813	NC -	930761	NC -	039817	NC -	039805	NC -

Racks de espuma de poliestireno

- Para el transporte de 50 tubos de 12 mm de diámetro
- Dimensiones: 146 x 73 x 40 mm
- Un rack de cartón ligero de dimensiones 155 x 155 x 45 mm puede contener dos cajas de poliestireno



Racks de espuma de poliestireno

Blanco	Azul	Verde	Rojo	€
049725	049726	049727	049728	4,40 -

Rack de cartón

Ref.	Descripción	€
049729	Rack de cartón	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB