
Pinza para criotubos



- Para criotubos
- De polipropileno

Ref.	Descripción	€ 12 unid.
029111	Pinza para criotubos	NC -

Varilla de soporte para cánisters de crioconservadores y funda Cryoflex

Funda Cryoflex





Funda para sujetar/sellar criotubos, que debe soldarse para evitar la entrada accidental de nitrógeno líquido en el tubo durante la inmersión total. Longitud: 50 cm.

Ref.	Descripción	€ la caja de 15 fundas
055029	Funda Cryoflex	NC -



Varilla de aluminio para alojar de 3 a 6 criotubos en función de su altura. Longitud: 28 cm.

Ref.	Descripción	€ 50 unid.
055030	Varillas de soporte	NC -

Etiquetas y material etiqueta



Portaetiquetas de polipropileno transparente con una cara adhesiva. Debe colocarse en un lado de la caja de congelación cuando esté completamente seca y a temperatura ambiente.

- Para temperaturas de hasta -90 °C
- La cara adhesiva del soporte de la etiqueta funciona entre -10 °C y +70 °C

Ref.	Para	Unid./ caja	€/ caja
049616	Portaetiquetas	20	NC -
049617	Etiquetas	5 x 20	NC -

Rotuladores Cryopen



- Rotulador de punta fina especial para bajas temperaturas
- Resistente al xileno y al alcohol
- Se borra con el etanol

Ref.	Descripción	€
055036	Estuche de 4 cryopen (verde, rojo, azul, negro)	NC -

Crio-rotuladores

Juego de 4 Crio-rotuladores especialmente diseñados para escribir en criotubos, cajas de congelación y soportes para criogenia.

Rotuladores azules, rojos y negros de punta extra-fina ; rotulador verde de punta estandar.



Ref.	Descripción	€
028123	Juego de 4 crio-rotuladores colores surtidos (verde, azul, rojo, negro)	NC -
028124	Juego de 4 crio-rotuladores negros	NC -