Estantería horizontal de cartón



- Para 20 criocajas de cartón, polipropileno o policarbonato
- De cartón hidrófobo para un uso prolongado
- Utilización hasta - 160 °C
- Para cajas de 50 mm de altura
- Con asa de extracción lateral
- Formato: 5 filas de 4 cajas
- Al x L x p: 285 x 138 x 560 mm

Ref.	Descripción	€
013069	Estante horizontal de cartón con 20 cajas estándar 9 x 9 cm	**NC -**

Estantería horizontal para congelador



- De acero inoxidable
- Resistentes a la corrosión
- Para 16 cajas 133 x 133 mm
- Asa de transporte
- Dimensiones estándar

Ref.	Descripción	L x An x Al (mm)	€
037581	Estantería para 16 cajas, altura 50 mm	140 x 560 x 240	**NC -**

Estanterías horizontales

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- Diseñadas para las cajas Nalgene
- Aceptan cualquier caja de dimensiones equivalentes

Ref.	Para cajas Nalgene		Capacidad caja	L x an x al (cm)	€
	Capacidad de tubos	L x An x Al (mm)			
029101	9 x 9	133 x 133 x 51	12 (4 x 3)	22,5 x 44,4 x 14,3	**NC -**
029102	9 x 9	133 x 133 x 51	16 (4 x 4)	22,5 x 59,0 x 14,3	**NC -**

Estantería horizontal para congeladores



049667

- Ancho de estante: 140 mm
- De acero inoxidable
- Para cajas de 130 x 130 mm

			Profundidad estantes 420 mm			Profundidad estantes 560 mm		
Altura caja (mm)	N° de estantes	Altura tot. (mm)	Ref.	Capacidad en cajas	€	Ref.	Capacidad en cajas	€
54	3	165	**049667**	9 (3 x 3)	**NC -**	-	-	-
54	4	223	**049668**	12 (4 x 3)	**NC -**	**049670**	16 (4 x 4)	**NC -**
54	5	277	**049669**	15 (5 x 3)	**NC -**	**049671**	20 (5 x 4)	**NC -**
75	3	240	**049672**	9 (3 x 3)	**NC -**	**049673**	12 (3 x 4)	**NC -**
95	2	198	**049674**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049675**	8 (2 x 4)	**NC -**
125	2	260	**049676**	6 (2 x 3)	**NC -**	**049677**	8 (2 x 4)	**NC -**

Rack de cajones para cajas 130 x 130 x 50 mm



- Recomendado para el almacenamiento de cajas en congeladores -80 °C
- Para cajas de dimensiones An x p x Al : 130 x 130 x 50 mm
- Cajones con asa
- De acero inoxidable
- Abierta en los laterales

Ref.	Descripción	Dimensiones An x p x Al (mm)	€
142759	Rack de 2 cajones 4 x 2 cajas	140 x 567 x 116	**NC -**
142760	Rack de 3 cajones 4 x 3 cajas	140 x 567 x 173	**NC -**
142327	Rack de 4 cajones 4 x 4 cajas	140 x 567 x 231	**NC -**
142443	Rack de 5 cajones 4 x 5 cajas	140 x 567 x 288	**NC -**
142761	Rack de 6 cajones 4 x 6 cajas	140 x 567 x 346	**NC -**
142301	Rack de 7 cajones 4 x 7 cajas	140 x 567 x 403	**NC -**