Estanterías horizontales para cajas de congelación

- De acero inoxidable
- Con asas laterales
- Para almacenamiento en congelador tipo armario
- Para cajas 133 x 133 mm
- Ancho de estante: 139 mm
- Disponibles con anchura de 135 mm



Para cajas 133 x 133 x 50 mm				Para cajas 133 x 133 x 53 mm				Para cajas 133 x 133 x 32 mm				Para cajas 133 x 133 x 37 mm			
Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€
-	-	-	-	130192	8 (2 x 4)	278 x 224	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130193	10 (2 x 5)	278 x 279	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130194	12 (2 x 6)	278 x 334	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130196	9 (3 x 3)	414 x 169	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	130197	12 (3 x 4)	414 x 224	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
130179	15 (3 x 5)	414 x 239	NC -	130198	15 (3 x 5)	414 x 279	NC -	-	-	-	-	130237	18 (3 x 6)	414 x 241	NC -
-	-	-	-	130199	18 (3 x 6)	414 x 334	NC -	130218	21 (3 x 7)	414 x 245	NC -	130238	21 (3 x 7)	414 x 280	NC -
-	-	-	-	130200	21 (3 x 7)	414 x 389	NC -	130219	24 (3 x 8)	414 x 280	NC -	130239	24 (3 x 8)	414 x 320	NC -
-	-	-	-	130201	12 (4 x 3)	549 x 169	NC -	130220	27 (3 x 9)	414 x 314	NC -	130240	27 (3 x 9)	414 x 359	NC -
-	-	-	-	130202	16 (4 x 4)	549 x 224	NC -	130221	20 (4 x 5)	549 x 176	NC -	130241	20 (4 x 5)	549 x 201	NC -
130184	20 (4 x 5)	549 x 239	NC -	130203	20 (4 x 5)	549 x 279	NC -	130222	24 (4 x 6)	549 x 211	NC -	130242	24 (4 x 6)	549 x 241	NC -
-	-	-	-	130204	24 (4 x 6)	549 x 334	NC -	130223	28 (4 x 7)	549 x 245	NC -	130243	28 (4 x 7)	549 x 280	NC -
-	-	-	-	130205	28 (4 x 7)	549 x 389	NC -	130224	32 (4 x 8)	549 x 280	NC -	130244	32 (4 x 8)	549 x 320	NC -
-	-	-	-	130206	15 (5 x 3)	685 x 169	NC -	130225	36 (4 x 9)	549 x 314	NC -	130245	36 (4 x 9)	549 x 359	NC -
-	-	-	-	130207	20 (5 x 4)	685 x 224	NC -	130226	25 (5 x 5)	685 x 176	NC -	130246	25 (5 x 5)	685 x 201	NC -
-	-	-	-	130208	25 (5 x 5)	685 x 279	NC -	130227	30 (5 x 6)	685 x 211	NC -	130247	30 (5 x 6)	685 x 241	NC -
-	-	-	-	130209	30 (5 x 6)	685 x 334	NC -	130228	35 (5 x 7)	685 x 245	NC -	130248	35 (5 x 7)	685 x 280	NC -
-	-	-	-	130210	35 (5 x 7)	685 x 389	NC -	130229	40 (5 x 8)	685 x 280	NC -	130249	40 (5 x 8)	685 x 320	NC -
-	-	-	-	-	-	-	-	130230	45 (5 x 9)	685 x 314	NC -	130250	45 (5 x 9)	685 x 359	NC -

Para cajas 133 x 133 x 80 mm				Para cajas 133 x 133 x 102 mm				Para cajas 133 x 133 x 105 mm				Para cajas 133 x 133 x 128 mm			
Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Número estantes	Prof. x Al (mm)	€
130251	6 (3 x 2)	414 x 168	NC -	130260	6 (3 x 2)	414 x 214	NC -	130264	6 (3 x 2)	414 x 218	NC -	130268	6 (3 x 2)	414 x 265	NC -
130252	9 (3 x 3)	414 x 250	NC -	130261	9 (3 x 3)	414 x 319	NC -	130265	9 (3 x 3)	414 x 325	NC -	130269	9 (3 x 3)	414 x 395	NC -
130253	12 (3 x 4)	414 x 332	NC -	130262	8 (4 x 2)	549 x 214	NC -	130266	8 (4 x 2)	549 x 218	NC -	130270	8 (4 x 2)	549 x 265	NC -
130254	8 (4 x 2)	549 x 168	NC -	130263	12 (4 x 3)	549 x 319	NC -	130267	12 (4 x 3)	549 x 325	NC -	130271	12 (4 x 3)	549 x 395	NC -
130255	12 (4 x 3)	549 x 250	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130256	16 (4 x 4)	549 x 332	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130257	10 (5 x 2)	685 x 168	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130258	15 (5 x 3)	685 x 250	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130259	20 (5 x 4)	685 x 332	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estanterías con cajones para cajas de congelación

- Para criocajas de dimensiones 130 x 130 mm y de diferentes alturas
- De acero inoxidable
- Ancho : 135 mm

			Profundidad estantes 410 mm			Profundidad estantes 540 mm		
Altura caja (mm)	N° de estantes	Altura tot. (mm)	Ref.	Capacidad en cajas	€	Ref.	Capacidad en cajas	€
29	3	98	049618	9 (3 x 3)	NC -	049625	12 (3 x 4)	NC -
29	4	130	049619	12 (4 x 3)	NC -	049626	16 (4 x 4)	NC -
29	5	162	049620	15 (5 x 3)	NC -	049627	20 (5 x 4)	NC -
29	6	194	049621	18 (6 x 3)	NC -	049628	24 (6 x 4)	NC -
29	7	226	049622	21 (7 x 3)	NC -	049629	28 (7 x 4)	NC -
29	8	258	049623	24 (8 x 3)	NC -	049630	32 (8 x 4)	NC -
29	9	290	049624	27 (9 x 3)	NC -	049631	36 (9 x 4)	NC -
54	2	117	049632	6 (2 x 3)	NC -	049637	8 (2 x 4)	NC -
54	3	173	049633	9 (3 x 3)	NC -	049638	12 (3 x 4)	NC -
54	4	232	049634	12 (4 x 3)	NC -	049639	16 (4 x 4)	NC -
54	5	288	049635	15 (5 x 3)	NC -	049640	20 (5 x 4)	NC -
54	6	345	049636	18 (6 x 3)	NC -	049641	24 (6 x 4)	NC -
78	2	165	049642	6 (2 x 3)	NC -	049645	8 (2 x 4)	NC -
78	3	247	049643	9 (3 x 3)	NC -	049646	12 (3 x 4)	NC -
78	4	330	049644	12 (4 x 3)	NC -	049647	16 (4 x 4)	NC -
98	2	203	049648	6 (2 x 3)	NC -	049650	8 (2 x 4)	NC -
98	3	305	049649	9 (3 x 3)	NC -	049651	12 (3 x 4)	NC -
128	2	265	049652	6 (2 x 3)	NC -	049653	8 (2 x 4)	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB