Estanterías con cajones para cajas de congelación



Para cajas		133 x 133 x 53 mm con dispositivo de bloqueo			133 x 133 x 53 mm sin dispositivo de bloqueo		
Número cajones	Capacidad cajas	Ref.	Prof. x Al (mm)	€	Ref.	Prof. x Al (mm)	€
2	6	-	-	-	**130293**	416 x 116	**NC -**
2	10	**130275**	700 x 123	**NC -**	-	-	-
3	6	-	-	-	**130296**	283 x 173	**NC -**
3	9	**130277**	434 x 184	**NC -**	**130297**	416 x 173	**NC -**
3	12	**130278**	567 x 184	**NC -**	**130298**	548 x 173	**NC -**
3	15	**130279**	700 x 184	**NC -**	**130299**	682 x 173	**NC -**
4	8	**130280**	301 x 245	**NC -**	-	-	-
4	12	**130281**	434 x 245	**NC -**	**130301**	416 x 231	**NC -**
4	16	**130282**	567 x 245	**NC -**	**130302**	549 x 231	**NC -**
4	20	**130283**	700 x 245	**NC -**	**130303**	682 x 231	**NC -**
5	15	**130285**	434 x 306	**NC -**	**130305**	416 x 288	**NC -**
5	20	**130286**	567 x 306	**NC -**	**130306**	549 x 288	**NC -**
5	25	**130287**	700 x 306	**NC -**	**130307**	682 x 288	**NC -**
6	12	-	-	-	**130308**	283 x 346	**NC -**
6	18	**130289**	434 x 367	**NC -**	**130309**	416 x 346	**NC -**
6	24	**130290**	567 x 367	**NC -**	**130310**	549 x 346	**NC -**
6	30	**130291**	700 x 367	**NC -**	**130311**	682 x 346	**NC -**

Cajones de acero inoxidable para arcones congeladores.

- Cajones extraíbles con o sin dispositivo de bloqueo
- Evita sacar una estantería entera del congelador
- Asa
- Amplia gama de tamaños para todos los congeladores (consultar)
- Para cajas de dimensiones (con tapa) 133 x 133 x 53 mm
- Ancho del cajón : 140 mm

Estanterías con cajones para microplacas o deepwell



049657

- De acero inoxidable
- Para el almacenamiento de microplacas en el congelador
- Anchura x profundidad : 135 x 540 mm

Para microplacas de 18 mm de altura					Para deepwells de 54 mm de altura				
Número estantes	Altura tot. (mm)	Ref.	Capacidad de microplacas	€	Número estantes	Altura tot. (mm)	Ref.	Capacidad de microplacas	€
4	91	**049654**	24	**NC -**	2	117	**049637**	12 (2 x 6)	**NC -**
6	134	**049655**	36	**NC -**	3	173	**049638**	18 (3 x 6)	**NC -**
8	180	**049656**	48	**NC -**	4	232	**049639**	24 (4 x 6)	**NC -**
10	223	**049657**	60	**NC -**	5	288	**049640**	20 (5 x 4)	**NC -**
12	266	**049658**	72	**NC -**	6	345	**049641**	36 (6 x 6)	**NC -**
14	312	**049659**	84	**NC -**	-	-	-	-	-

Estanterías de cajones de acero inoxidable para cajas de portaobjetos de microscopio



049664

Ref.	Número de estantes	Dimensiones An x p x al (mm) :	Capacidad	€
049660	3	96 x 540 x 106	9 (3 x 3)	**NC -**
049661	4	96 x 540 x 141	12 (4 x 3)	**NC -**
049662	5	96 x 540 x 175	15 (5 x 3)	**NC -**
049663	6	96 x 540 x 210	18 (6 x 3)	**NC -**
049664	7	96 x 540 x 245	21 (7 x 3)	**NC -**
049665	8	96 x 540 x 280	24 (8 x 3)	**NC -**
049666	9	96 x 540 x 315	27 (9 x 3)	**NC -**