
Cajas de congelación para 50 portaobjetos

- De poliestireno
- Para portaobjetos 76 x 26 x 1 mm
- Temperatura de uso: - 80 a + 70 °C


Blanco	Azul	Verde	Rojo	Amarillo	Violeta	Naranja	Negro	€
049735	049736	049737	049738	049739	049740	049741	049742	NC -



Gradilla de poliestireno expandido

Gradillas para tubos de ensayo de poliestireno expandido.
Dimensiones: 207 x 207 x 56 mm.

Ref.	Capacidad	Para tubos ø	€
39290370	100 tubos	12 mm	NC -
39290371	100 tubos	16 mm	NC -



Racks refrigerados Isofreeze PCR

- Mantienen la temperatura estable a 4 °C de las muestras termosensibles durante 4 horas
- El rack cambia de color a medida que se va calentando (cambio de color de verde a amarillo o de violeta a rosa)
- Se entregan con tapa
- El gel que contienen no es tóxico o peligroso


Racks PCR


- Dim. (mm) 44 x 99 x 141 con tapa / 38 x 99 x 141 sin tapa
- Versión PCR para placas 96 o tiras o microtubos para PCR de 0,2 ml (8 x 12 plazas)
- Versión qPCR para 64 tubos Corbett Rotor-Gene, ó 16 tubos 0,2 ml y 4 tubos de 0,5 ml


Racks para tubos 0,5, 1,5 ó 2 ml

- Dim. (mm) : 70 x 105 x 146 con tapa / 64 x 105 x 146 sin tapa
- Para 24 tubos (6 x 4 espacios)

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
840531	Rack Isofreeze PCR verde a amarillo	2	NC -
840532	Rack Isofreeze PCR púrpura a rosa	2	NC -
840896	Rack Isofreeze qPCR azul claro a blanco	2	NC -
840401	Rack Isofreeze 24 tubos - verde a amarillo	1	NC -
840400	Rack Isofreeze 24 tubos - violeta a rosa	1	NC -







Rack Isofreeze 24 tubos

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB