Mini cooler PCR



- Tapa transparente
- Mantiene las muestras a +4°C durante aproximadamente 3 horas
- Cambio de púrpura a rosa a 7°C
- Compatibles con los tubos individuales 0,2 ml, las tiras de 8 ó 12 tubos, así como las placas PCR 96 pocillos

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
782053	Gradilla mini cooler	2	NC -

Gradillas refrigeradas ERGO FREEZE



- Para 96 tubos de PCR solos o en tiras o placas de PCR de 96 pocillos
- Después de 8 horas en el congelador a -20 °C, el color de las gradillas pasa de rosa a violeta o de amarillo a verde; la temperatura se mantiene a 4 °C durante 2 horas y media
- A 7 °C, las gradillas regresan a su color original, lo que indica con claridad que las muestras ya no están refrigeradas
- Formato SBS, conviene para el uso automatizado

Ref.	Color no refrigerado	Color refrigerado	Dimensiones L x An x Al (mm)	€
044852	Rosa	Violeta	128 x 85 x 25	NC -
044853	Amarillo	Verde	128 x 85 x 25	NC -

Bloque refrigerante Coolcube para microplacas y microtubos PCR




- Mantiene la temperatura a 0°C durante 4 horas
- Se utiliza también como estación de preparación de PCR
- De polímero Durastar con gel refrigerante
- Conserva las muestras en la mesa sin deterioros
- Basta con colocarla en el congelador durante la noche para que esté lista para usar.

Capacidad	Lado 1: 36 microtubos tubos de 1,5/2 ml Lado 2: 12 microtubos 1,5/2 ml + 1 placa PCR 96 pocillos ó tiras de 12 tubos 0,2 ml
Dimensiones	14,3 x 14,3 x 6,4 cm
Peso	0,9 kg

Ref.	Descripción	€
053455	Bloque refrigerante Coolcube	NC -

PCR-Cooler Eppendorf



Criobloque de 0 °C para placas, tiras y tubos PCR de 0,2 ml y 0,5 m.

- Permite conservar las muestras a 0 °C durante más de una hora; altamente fiable
- Cambia de color cuando la temperatura es superior a 7 °C
- Índice alfanumérico
- Remplaza el baño refrigerante por un método más higiénico, sin riesgos de contaminación

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
033183	PCR-Cooler azul (azul oscuro a 0 °C, azul claro a 7 °C)	1	NC -
033184	PCR-Cooler rosa (malva a 0 °C, rosa a 7 °C)	1	NC -
033185	PCR-Cooler azul y rosa	2	NC -