Gradilla refrigerante

- En aluminio
- Apto para 1 placa PCR de 96 pocillos, 6 microtubos de 1,5 ml o 2 ml y 8 microtubos de 0,5 ml
- Refrigeración fiable, constante y estable
- Autoclavable
- Dimensiones L x An x Al (mm) : 35 x 108 x 114

Ref.	Descripción	€
523624	Gradilla refrigerante multisoporte	NC -



NUEVO

Gradillas refrigeradas PCR

- Gradillas de polipropileno, tapa de policarbonato
- Dimensiones (cm) : 11 x 14,8 x 4,8
- Compatible con tiras de tubos PCR o tubos PCR individuales de 0,2/0,5 ml, en formato estándar o low profile
- Mantiene la temperatura de una placa PCR de 96 pocillos a 0°C (después de enfriar la gradilla a -20°C durante 2 horas) durante más de 1 hora
- Mantiene la temperatura de las muestras por debajo de +5°C durante un máximo de 3 horas
- Cambio de color del rack o de un pocillo cuando la temperatura supera los + 6 °C
- La tapa ofrece una protección óptima de las muestras desde el congelador hasta la mesa de trabajo
- Innovadora tapa deslizante y giratoria 180° (también puede utilizarse como soporte)
- Apto para almacenamiento a -80 °C
- Pocillos diseñados para evitar la congelación de las muestras

Ref.	Color no refrigerado	Color refrigerado	Unid./caja	€/ caja
320688	Rosa	Violeta	2	NC -
320689	Azul claro	Azul	2	NC -
320690	1 rack de cada color		2	NC -



320688



320689

Eppendorf IsoTherm-System

- Sistema de caja isotérmica y de gradillas con bloques acumuladores de frío para mantener las muestras a 0 °C o -21 °C en el momento de efectuar manipulaciones en la mesa
- Ideal para trabajos enzimáticos, PCR o la transferencia de muestras
- Reemplaza el baño de hielo
- Compatibles con los accesorios de la gama Thermomixer
- El sistema incluye :
  - + una caja Isosafe que admite una gradilla IsoRack y un acumulador de frío IsoPack
  - + una gradilla IsoRack para 24 microtubos, de formato microplaca, centrifugable, flotante
  - + un acumulador de frío IsoPack: 0 °C autonomía de 6 horas (blanco), o -21 °C autonomía de 3 horas (azul)



Para microtubos	1,5 / 2 ml				0,5 ml			
Descripción	Ref. 0 °C	€	Ref. -21 °C	€	Ref. 0 °C	€	Ref. -21 °C	€
1 IsoRack + 1 IsoPack	033579	NC -	033612	NC -	033613	NC -	-	-
1 IsoSafe + 3 IsoPack	033615	NC -	-	-	-	-	033618	NC -

	Ref.	€		Ref.	€	
IsoRack con tapa	033619	NC -	4 unid.	033621	NC -	4 unid.
Sistema completo : 1 Isosafe + 1 IsoPack 0 °C + 1 IsoPack -21 °C + 1 IsoRack con tapa	033620	NC -		033622	NC -	



Dispositivo de mantenimiento en frío CoolCADDY

- Temperatura entre 2 y 4 °C hasta 5 horas
- Mantenimiento de las muestras frías y no congeladas
- Adaptado para :
  - 9 microtubos 1,5/2 ml ;
  - 8 criotubos 2 ml ;
  - 5 microtubos 0,5 ml ;
  - 1 placa ;
  - 96 microtubos PCR o 12 tiras ;
  - 1 depósito de 50 ml

Ref.	Descripción	€
062900	Dispositivo de mantenimiento en frío CoolCADDY	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB