Gradillas refrigerantes para microtubos



Gradilla reversible refrigerante de sobremesa para 20 microtubos de 1,5 ml en una cara o, 0,5 ml en la otra cara. De policarbonato irrompible, rellenos de un gel no tóxico, poseen una tapa transparente.

+ Color blanco : almacenamiento a 0 °C durante 5 horas

Ref.	Descripción	€
045489	Gradilla blanca 0 °C	**NC -**

Cryo-Safe Cooler



- Cajas refrigerantes para PC rellenas de un gel no tóxico
- Apilables
- Dos modelos : para 12 tubos de 15 ml, o para 12 tubos de 1,5 ml

Tapa	PC transparente	PC transparente
Color cuerpo	Naranja	Naranja
L x An x Al (cm)	19,7 x 14 x 19	15,1 x 10,8 x 12,5
Tipo de tubos	12 tubos de centrífuga de 15 ml, 15 mm de diámetro	12 microtubos de 1,5 ml (adaptadores pr microtubos 0,5 ml)
Temperatura	0 °C / 3 horas	0 °C / 2h30 min
Ref.	**088783**	**088784**
€	**NC -**	**NC -**

Gradilla Quick Chill

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- De policarbonato
- Para 12 microtubos de 0,5 o 1,5 ml (filas de 4 x 3 tubos)
- Para muestras a - 20 °C, mantiene a temperaturas ‹ - 15 °C, 45 minutos
- L x An x Al : 151 x 108 x 125 mm

Ref.	Descripción	€
028056	Gradilla Quick Chill	**NC -**

Mini-Cooler



- Cajas refrigerantes de policarbonato con tapa transparente o tapa rellena de gel
- Para mantener las muestras a 0 °C , -20 °C o -70 °C en la mesa

Nuestra Selección

Tapa	Transparente	Transparente	Transparente	Blanco	Blanco	Transparente
Color cuerpo	Rojo	Amarillo	Blanco	Rojo	Amarillo	Amarillo
Gel tapa	No	No	No	Sí	Sí	No
L x An x Al (mm)	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	147 x 100 x 100	240 x 160 x 146	240 x 160 x 146	225 x 165 x 105
Capacidad: Criotubos 1/2 ml Microtubos 1,5/2 ml	12	12	12	32	32	1 placa PCR o indivi. o tira
Temperatura	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 70 °C / 45 min.	0 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.	- 20 °C / 60 min.
Ref.	**092391**	**092392**	**092393**	**913077**	**913078**	**913082**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**