Mini Cooler True North

- Caja refrigerante con gel aislante
- Mantenimiento de la temperatura o enfriamiento rápido de muestras
- De policarbonato con pies antideslizantes
- Gráfico de mantenimiento de la temperatura suministrado en cada versión
- Tapa con rejilla de identificación



Ref.	Temperatura	Número de tubos	Tipo de tubos	Tapa	L x An x Al (mm)	Mantenimiento de la temperatura	Color	€
320538	0 °C	3 x 4	Microtubos de 0,5* y 1,5 - 2 ml o criotubos	Transparente	145 x 105 x 100	1 °C durante 4 horas	Verde	**NC -**
320539		4 x 8		Transparente	245 x 105 x 100	1 °C durante 5 horas		**NC -**
320540		4 x 8		Aislante	245 x 105 x 100	1 °C durante 7,5 horas		**NC -**
320541	- 20 °C	3 x 4		Transparente	145 x 105 x 100	- 15 °C durante 2,5 h.	Azul	**NC -**
320542		4 x 8		Transparente	245 x 105 x 100	- 15 °C durante 3,5 h.		**NC -**
320543		4 x 8		Aislante	245 x 105 x 100	- 15 °C durante 5 h.		**NC -**
320544		8 x 12	Microtubos de 0,2 ml o placa de 96	Transparente	225 x 165 x 100	- 15 °C durante 3,5 h.		**NC -**

* Con adaptadores incluidos.

Labtop coolers Nalgene

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Mantienen la temperatura de las muestras a 0°C o -20°C
- De policarbonato
- Acepta microtubos o tubos según el modelo
- Caja rellena de un gel no tóxico (tapa también rellena de gel en algunos modelos)





Tapa	PC transparente	PC transparente	PC blanco	PC transparente	PC blanco	PC transparente	PC transparente
Color cuerpo	Azul	Azul	Azul	Verde	Verde	Verde	Verde
Gel tapa	No	No	Sí	No	Sí	No	No
Número de tubos	3 x 4	4 x 5	4 x 8	3 x 4	4 x 8	3 x 4	3 x 4
L x An x Al (cm)	151 x 108 x 125	225 x 165 x 105	243 x 157 x 146	151 x 108 x 125	243 x 157 x 146	197 x 140 x 190	197 x 140 x 190
Tipo de tubos	Microtubos 0,5 / 1,5 ml	Criotubos, microtubos	Microtubos 0,5 / 1,5 ml	Microtubos 0,5 / 1,5 ml	Microtubos 0,5 / 1,5 ml	Tubos de 12 / 13 mm	Tubos de 16 / 17 mm
Temperatura	-15 °C, 2 horas	-15 °C, 2 horas	-15 °C, 2 horas	inf a 1°C , 3 horas	inf a 1°C , 5 horas	inf a 1°C, 5 horas	inf a 1°C , 5 horas
Ref.	**028057**	**055411**	**028058**	**028059**	**028060**	**028061**	**028062**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB