
Gradillas termoconductoras Coolsafe



Gradilla de metal conductor de temperatura, diseñado para almacenar a bajas temperaturas. Se han diseñado para:

+ tubos PCR de 0,2 ml individuales, en tiras, para placas PCR (053030) ;
+ tubos surtidos (15 x 1,5 ml, 35 x 0,5 ml, 24 x 0,2 ml) ;
+ 7 x 13 tubos 0,5 ml, 55 tubos 1,5 ml o 32 tubos 5 ml.

L x An x p (cm) interior de la gradilla (fondo) : 15,9 x 8,3 x 8,9.
L x An x Al (cm) fuera de la gradilla (con tapa) : 21,6 x 14 x 16,5.

- Estabilidad de temperatura hasta 10 horas sobre la mesa
- Para todos los microtubos de 0,2 ml a 2 ml
- Accesorios: una caja isotérmica (053043) para gradillas y bloques refrigerantes, y bloques refrigerantes de 1 °C o -10 °C

Disponibles en :

+ Conjunto completo: cada conjunto comprende 1 gradilla de metal, 2 bloques refrigerantes (1 °C y-10 °C) y una caja de poliestireno expandido.
+ Elementos separados: cada elemento se puede adquirir por separado.

Coolsafe para	Gradilla sola	€	Conjunto completo	€
Tubos 0,2 ml o microplaca PCR*	**053030**	**NC -**	**053031**	**NC -**
Placas 384 pocillos	-	-	**053486**	**NC -**
Tubos 0,5 ml	**053032**	**NC -**	**053033**	**NC -**
Tubos 1,5 ml	**053034**	**NC -**	**053035**	**NC -**
Tubos 5 ml (ø 12 mm)	**053036**	**NC -**	**053037**	**NC -**
Tubos surtidos	**053038**	**NC -**	**053039**	**NC -**


* Para 1 placas PCR 96 pocillos, tubos 0,2 ml individuales o en tiras.
Capacidad 6 microtubos de 0,5 ml y 4 microtubos de 1,5 ml en los laterales.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
053040	Bloque refrigerante -10 °C	**NC -**
053041	Bloque refrigerante 1 °C (excepto 5 ml)	**NC -**
053042	Bloque refrigerante 1 °C para gradilla de tubos 5 ml	**NC -**
053043	Caja de almacenamiento de poliestireno expandido **	**NC -**

** Dimensiones internas L x An x P : 158 x 82 x 89 mm.
Dimensiones externas L x An x Al : 217 x 140 x 168 mm.

Doble rack Coolsafe



Para 2 placas PCR de 96 pocillos, tubos individuales o en tiras. Capacidad 12 microtubos de 0,5 ml y 8 microtubos de 1,5 ml en los laterales. Ideal para transferencias de líquidos sensibles a la temperatura.
Dimensiones: 157 x 165 x 25,4 mm.

Ref.	Descripción	€
053443	Doble rack Coolsafe para 2 placas PCR	**NC -**

Gradillas termoconductoras Polarsafe



- De aluminio de alta conductividad térmica
- Sin contacto directo con el hielo: sin contaminación
- Para colocar en una bandeja de hielo, sobre hielo seco o nitrógeno líquido

Ref.	Número de pocillos	Compatibilidad	€
141389	15	Microtubos 1,5 ó 2 ml	**NC -**
141390	15	Criotubos	**NC -**
141391	24	Microtubos 0,5 ml	**NC -**
141392	96	Microtubos 0,2 ml, tiras y placas	**NC -**
141393	384	Placa PCR	**NC -**

Soportes para tubos de aluminio anodizado



- Ideal para conservar muestras a temperaturas altas o bajas
- Bloques de aluminio anodizado
- Para tubos de 0,2 ; 1,5 ; 15 y 50 ml

Ref.	L x an x al (cm)	Para	€
053457	8,75 x 8,75 x 8,75	12 tubos de 15 ml	**NC -**
053458	8,75 x 4,375 x 8,75	2 tubos de 50 ml	**NC -**
053459	8,75 x 8,75 x 8,75	4 tubos de 50 ml	**NC -**
053460	20,625 x 6,5 x 3,125	80 tubos de 1,5 ml	**NC -**