CoolRack

- De aleación de aluminio con alta conductividad térmica
- Garantiza el mantenimiento uniforme de la temperatura en todas las muestras
- Sin contacto directo con el hielo: garantiza la ausencia de contaminación
- Puede utilizarse en bandeja de hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, incubador u horno, con las CoolBox
- La temperatura deseada se alcanza rápidamente
- Se puede limpiar con cualquier tipo de desinfectante y detergente, incluyendo RNase away
- Utilización de -196 °C a +100 °C
- Autoclavables








Modelo	Compatibilidad	Pocillos	Forma de pocillos	Dim. an x p x al (mm)	Compatibilidad con CoolBox: CoolBox XT Starter	CoolBox XT	CoolBox 2XT	Gris	Verde	Naranja	€
M6	Microtubos 1,5 ó 2 ml (Ø 11,5 mm)	6 (3 x 2)	Cilíndrico	60 x 43 x 38	1	Hasta 3	Hasta 8	830054	830055	830056	NC -
M15		15 (3 x 5)		102 x 64 x 38	1	1	Hasta 4	830037	830038	830039	NC -
XT M24*		24 (6 x 4)		128 x 85 x 38	1	1	Hasta 2	830150	-	-	NC -
M30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Hasta 2	830132	830031	830032	NC -
M90		90 (6 x 15)		268 x 112 x 38	-	-	-	830026	-	-	NC -
M96 ID		96 (8 x 12)		254 x 152 x 38	-	-	-	830033	-	-	NC -
M15-PF	Microtubos 1,5 ml (Ø 11,5 mm)	15 (3 x 5)	Cónico	102 x 64 x 38	1	1	Hasta 4	830041	-	-	NC -
M30-PF		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	Hasta 2	830042	-	-	NC -
500 µl M30-PF	Microtubos 0,5 ml (Ø 11,5 mm)	30 (5 x 6)	Cónico	120 x 102 x 38	1	-	Hasta 2	830044	-	-	NC -
XT 5 ml*	Microtubos 5 ml (Ø 16,5 mm)	12 (3 x 4)	Cónico	127 x 86 x 50	1	1	Hasta 2	830261	-	-	NC -
CF15	Criotubos o tubos para FACS (Ø 12,7 mm)	15 (3 x 5)	Cilíndrico	102 x 64 x 38	1	1	Hasta 4	830040	-	-	NC -
XT CFT24*		24 (4 x 6)		128 x 85 x 38	1	1	Hasta 2	830135	-	-	NC -
CFT30		30 (5 x 6)		120 x 102 x 38	1	-	1	830045	-	-	NC -
CF45		45 (5 x 9)		173 x 97 x 38	-	-	1	830028	-	-	NC -
XT M-PCR*	6 tiras 0,2 ml y 12 microtubos 1,5 ml ó 2 ml (Ø 11 mm)	12 (3 x 4) 48 (8 x 6)	Cilíndrico Cónico	127 x 86 x 25	1	1	Hasta 2	830151	-	-	NC -
XT PCR96*	Placa PCR 96 pocillos	96 (8 x 12)	Cónico	127 x 86 x 25,4	1	1	Hasta 2	830143	-	-	NC -
XT PCR384*	Placa PCR 384 pocillos	384 (16 x 24)	Cónico	127 x 86 x 19	1	1	Hasta 2	830149	-	-	NC -
96 x 0,5 ml	Tubos de almacenam. 2D 0,5 ml (Ø 8,4 mm)	96 (8 x 12)	Cilíndrico	131 x 89 x 36	1	1	Hasta 2	830058	-	-	NC -
96 x 1 ml	Tubos de almacenam. 2D 1,4 ml (Ø 11,1 mm)	96 (8 x 12)	Cilíndrico	132 x 89 x 43	1	1	Hasta 2	830048	-	-	NC -
SV2	Frasco de suero 2ml (Ø 16 mm)	12 (3 x 4)	Cilíndrico	127 x 86 x 38	1	1	Hasta 2	830262	-	-	NC -
SV10	Frasco de suero 10 ml (Ø 23,6 mm)	12 (3 x 4)	Cilíndrico	127 x 86 x 38	1	1	Hasta 2	830252	-	-	NC -
L	Tubos de centrífuga 15 ml (Ø 17,5 mm)	12 (3 x 4)	Cilíndrico	137 x 95 x 118	1	1**	Hasta 2**	830140	-	-	NC -
15 ml	Tubos de centrífuga 15 ml (Ø 17,1 mm)	9 (3 x 3)	Cilíndrico	89 x 89 x 107	1	1**	Hasta 2**	830049	-	-	NC -
50 ml	Tubos de centrífuga 50 ml (Ø 29,5 mm)	4 (2 x 2)	Cilíndrico	89 x 89 x 107	1	1**	Hasta 2**	830050	-	-	NC -
LV	Tubos sangre Ø 16,6 mm	12 (3x4)	Cilíndrico	137 x 95 x 96	1	1**	Hasta 2**	830141	-	-	NC -
VS13	Tubos sangre Ø 13 mm alt. 75 mm	9 (3 x 3)	Cilíndrico	89 x 89 x 61	1	1**	Hasta 2**	830053	-	-	NC -
V13	Tubos sangre Ø 13 mm alt. 100 mm	9 (3 x 3)	Cilíndrico	89 x 89 x 84	1	1**	Hasta 2**	830051	-	-	NC -
V16	Tubo de sangre Ø 16 mm 100 mm	9 (3 x 3)	Cilíndrico	89 x 89 x 84	1	1**	Hasta 2**	830052	-	-	NC -

* Formato SBS **Requiere un cuello de extensión para cerrrar la tapa - Con sistema de bloqueo de tubos - Con base termoconductiva y aislamiento exterior

CoolSink

- Placa termoconductora para una distribución uniforme de la temperatura
- Compatible con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, baño maría
- Utilización de -196 °C a +100 °C
- Los modelos XT96F y XT 96U son compatibles con las coolBox XT

Ref.	Modelos	Para	Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	€
830152	XT 96F	Placa 6,12,24,49,96, o 384 pocillos fondo plano	128 x 85 x 17	NC -
830153	XT 96U	Placa 96 pocillos fondo redondo	128 x 85 x 17	NC -
830160	LX55	Depósito de reactivos 55 ml	146 x 64 x 35	NC -



CoolSkin XT96U
ref. 830153



CoolSkin XT96F
ref. 830152

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB