Contenedor de congelación Mr Frosty



El pequeño contenedor de congelación para tus células que las enfría suavemente

- Congela las células a una velocidad ideal de -1°C por minuto y garantiza la correcta criopreservación y viabilidad al descongelarse
- Envase de policarbonato, tapón de HDPE azul
- Soporte de tubos de polietileno de alta densidad blanco
- Inserción interna de espuma
- Para utilizar con alcohol isopropílico

Para tubos	1 / 1,2 / 2 ml	3,6 / 4 ml	4,5 / 5 ml
Diámetro tapa (mm)	120	120	120
Diámetro x al (mm)	117 x 86	117 x 151	117 x 151
Capacidad de tubos	18	12	12
Vol. alcohol isopropílico	250 ml	500 ml	500 ml
Ref.	**028550**	**030006**	**030007**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Contenedor de congelación Cryo Cooler



- Caja de congelación progresiva para 18 criotubos de 1 ó 2 ml
- Para rellenar con alcohol isopropílico
- Garantiza una congelación progresiva de -1°C por minuto
- ø x al : 117 x 86 mm
- Tapa de rosca


Ref.	Descripción	€
913081	Contenedor de congelación Cryo Cooler	**NC -**

Sistema de congelación controlada CRF-1



- No requiere nitrógeno líquido, ni líquido refrigerante
- Para congelar un gran número de muestras: criotubos, pajuelas, bolsas, microplacas, deepwell
- Congelación exacta, precisa y reproducible
- Reduce el riesgo de contaminación
- Aplicaciones: crioconservación de embriones, células madre, células de mamíferos, espermatozoides, anticuerpos, secciones de tejido
- Los datos pueden registrarse mediante software y los perfiles de refrigeración se muestran directamente en la pantalla del PC
- Marcado CE
- Garantía: 3 años

Dimensiones L x An x Al (mm)	264 x 367 x 445
Peso (kg)	9,8
Temperatura máx. (°C)	30
Temperatura min. (°C)	-80 (ref. : 144978, 144980 y 144981) -100 (ref. : 144976, 144977, 144979, 144982 y 144983)
Precisión (°C)	0,5
Estabilidad (°C)	0,1
Uniformidad (°C)	1
Velocidad máxima de congelación	10 °C/min (según el modelo y la temperatura de la placa)
Tiempo máx. de estabilización de la tem.	5 minutos


144976


144977


144979


144980


144978


144982


144983


144981

Ref.	Modelos	€
144976	Para 16 pajuelas 0,5 ml Cryo Bio Systems	**NC -**
144977	Para 18 pajuelas 0,3 ml IMV Technologies	**NC -**
144978	Para 55 criotubos 1,8 ml NUNC (ref. 055004 y 055005) / Vol. de trabajo máx. 0,5 ml	**NC -**
144979	Placa plana	**NC -**
144980	Para un soporte formato SBS	**NC -**
144981	Para 55 criotubos 1,8 ml NUNC (ref. 055004 y 055005) / Vol. de trabajo máx. 1 ml	**NC -**
144982	Para 10 pajuelas 0,5 ml Cryo Bio Systems y 12 criotubos 1,8 ml NUNC (ref. 055004 y 055005) / Vol. de trabajo máx. 0,5 ml	**NC -**
144983	Para 12 pajuelas 0,3 ml IMV Technologies y 12 criotubos 1,8 ml NUNC (ref. 055004 y 055005) / Vol. de trabajo máx. 0,5 ml	**NC -**

Accesorios y servicios

Ref.	Descripción	€
144985	Certificación de calibración	**NC -**
144986	1 año de mantenimiento, limpieza y test, informe de pruebas incluido (sin reparación ni sustitución de piezas).CONSULTAR	**NC -**
144987	Herramienta de nucleación Cryopen	**NC -**
144988	Cartucho de repuesto para cryopen	**NC -**
144989	Alimentación sin interrupción para un ciclo de 3 horas en caso de corte del suministro eléctrico 220-240 V	**NC -**
144990	Documento IQ-OQ	**NC -**
144991	Documento PQ	**NC -**