CoolCell

- Sistema de congelación sin alcohol ó líquido refrigerante; sin costo adicional, sin mantenimiento, sin residuos
- Congelación de células en razón de -1 ° C / min cuando es colocado en un congelador a -80 ° C
- Compatible con todo tipo de células (células madre, células primarias, PBMC, células de insectos, levaduras y otras)
- Núcleo de aleación termoconductora y revestimiento exterior aislante, para una refrigeración constante y una alta reproducibilidad
- Diseño simétrico, congelación uniforme de los tubos
- Puede utilizarse tras sólo 5 minutos
- La totalidad de espacios para tubos deben llenarse para una congelación homogénea



CoolCell

- Versión económica
- Base alta, sin visibilidad en la parte superior del tubo

CoolCell LX

- El revestimiento aislante y el núcleo termoconductor aseguran la evacuación del calor emitido por los tubos durante todo el período de congelación
- Tapa de diseño biselado para facilitar la apertura y el acceso a la parte superior de los tubos
- Cuando se retira la cubierta, la parte superior de los tubos es visible para una mejor identificación y manejo de los tubos
- Pocillos numerados
- La combinación de espuma de poliuretano, un cuerpo sólido y un soporte de tubo simétrico
- La espuma de poliuretano evita que la temperatura dentro del congelador suba, protegiendo así las muestras vecinas

CoolCell FTS30

- La tecnología de microconvección controlada permite que el aire frío del congelador entre uniformemente a -80°C a través de un orificio en la base inferior de la caja. El aire frío se dispersa uniformemente alrededor de cada botella. El aire caliente se libera de los frascos y se expulsa a través de una abertura de ventilación superior.
- Soporte para 30 criotubos, fácilmente extraíble
- La espuma de poliuretano evita que la temperatura dentro del congelador suba, protegiendo así las muestras vecinas

CoolCell SV2 y SV10

- El revestimiento aislante y el núcleo termoconductor aseguran la evacuación del calor emitido por los tubos durante todo el período de congelación
- Para viales de suero de 2 ml (modelo SV2) y 5 ml (modelo SV10)
- Cuando se quita la tapa, la parte superior de los tubos es visible para una mejor identificación y toma de tubos

Modelo	Compatibilidad	No. de tubos	Dim.(Ø x al) mm	Violeta	Verde	Naranja	Fuschia	€
CoolCell	Criotubos 2 ml	12	117 x 109	**830015**	-	-	-	**NC -**
CoolCell FX	Criotubos 0,5 ó 1 ml	12	118 x 110	**830380**	-	**830381**	-	**NC -**
CoolCell LX	Criotubos 2 ml	12	117 x 99	**830159**	**830105**	**830106**	**830107**	**NC -**
CoolCell FTS30	Criotubos 2 ml	30	165 x 115	**830019**	**830020**	**830021**	**830102**	**NC -**
CoolCell 5ml LX	Criotubos 5 ml	12	95 x 145	**830108**	-	-	-	**NC -**
CoolCell SV2	Vial de suero 2 ml	12	139 x 105	**830023**	-	-	-	**NC -**
CoolCell SV10	Vial de suero 10 mL (Ø 23 mm)	6	121 x 98	**830024**	-	-	-	**NC -**

Accesorios





- Los frascos de llenado se deben insertar en los espacios vacíos para garantizar una congelación eficiente y uniforme

Ref.	Volumen (ml)	Compatible	Unid./ caja	€/ caja
830161	2	CoolCell, CoolCell LX y CoolCell FTS30	6	**NC -**
830162	5	CoolCell 5ml LX	6	**NC -**

Pack de 4 CoolCell LX variados

Ref.	Descripción	€
830278	Pack de 4 CoolCell LX variados (verde, naranja, violeta, rosa)	**NC -**

Ideal para manipular criotubos fríos

- De polipropileno
- No autoclavable
- Dim. L x An (mm) 152 x 25



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
830264	Pinza	5	**NC -**

Gradilla para 30 criotubos 1 o 2 ml



- Compatible con CoolCell FTS30 y todas las cajas de congelación de 130 x 130 x 51 mm
- Adecuado para su uso con hielo seco o nitrógeno líquido

Ref.	Descripción	€
830100	Soporte para 30 tubos	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB