Bandejas isotérmicas de poliuretano

- Rígidas
- De poliuretano
- Perfectamente herméticas e irrompibles en su uso normal
- Se pueden utilizar con hielo seco, hielo o soluciones salinas
- Distribuidas completas con tapa aislante
- Fondo plano
- Capacidad: 4,5 l / peso : 1,2 kg
- L x An x Al ext. : 210 x 330 x 185 mm, int. : 155 x 155 x 125 mm

Color	Negro	Azul	Verde	€
Ref.	**001034**	**001354**	**001355**	**NC -**



Bandejas para hielo de PVC

- De PVC moldeado de una sola pieza
- Fondo con surelevación en el centro
- Resistentes a ácidos, bases, alcoholes, acetona
- Para hielo, hielo seco y nitrógeno líquido
- Muy buen aislamiento
- Utilizable de - 196 °C a + 93 °C
- Modelos de 2,5 l y 4,5 l incluyen tapa

Volumen (l)	Dim. L x An x Al ext. (mm)	Dim. L x An x Al int. (mm)	Verde	€
1	Con	183 x 183 x 116	**088816**	**NC -**



Bandejas isotérmicas de poliuretano

Bandejas de poliuretano rígidas, ideales para el almacenamiento sostenido de muestras en frío.

- Excelente aislamiento hasta -80°C
- Fondo con surelevación en el centro
- Pico de vertido lateral de precisión
- Evaporación casi inexistente gracias a la tapa encajada
- 4 modelos de 1 l, 4 l ó 9 l; modelo de 4 l disponible en dos formatos

Ref.	Formato	Dim. An x p x Al ext. (mm)	Dim. An x p x Al int. (mm)	Vol. (l)	Color	€
320089	Cilíndrico	181 x 234 (Al x p)	NC	4	Negro	**NC -**
320090	Rectangular	267 x 195,5 x 114	115 x 115 x 73	1	Verde	**NC -**
320091	Rectangular	381 x 254 x 182	200 x 150 x 100	4	Azul	**NC -**
320092	Rectangular	521 x 292 x 163	NC	9	Rojo	**NC -**



Contenedores de hielo


4 litros rectangular


4 litros redondo


1 litro


9 litros

- A prueba de rotura
- Apilables
- Ligeros
- Impermeables
- Fondo plano

Volumen (l)	Tapa	Dim. (mm) L x An x Al	Verde	Rojo	Azul	Verde claro	Naranja	Rosa	Violeta	€
1	Sin	159 x 159 x 95	**830087**	**830088**	**830127**	**830128**	**830129**	**830130**	**830131**	**NC -**
4	Sin	311 x 222 x 114	**830084**	**830085**	**830116**	**830117**	**830118**	**830119**	**830120**	**NC -**
4 (redonda)	Con	216 x 170 (Ø x Al)	**830086**	**830121**	**830122**	**830123**	**830124**	**830125**	**830126**	**NC -**
9	Sin	406 x 317 x 114	**830082**	**830083**	**830111**	**830112**	**830113**	**830114**	**830115**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB