
Cajas de hielo para microtubos



- De polipropileno
- Soporte extraíble
- Tapa transparente
- Temperatura de uso: - 80 °C a 135 °C

Ref.	Dimensiones L x an x al (mm)	Para tubos	Unid./ caja	€/ caja
162643	178 x 95 x 51	72 tubos de 0,5 ml	6	**NC -**
162644	178 x 95 x 51	72 tubos de 1,5 - 2 ml	6	**NC -**
162645	152 x 152 x 51	100 tubos de 1,5 - 2 ml	6	**NC -**

Ice Pan



- Espuma de poliestireno de triple densidad: altamente aislante, mantiene el hielo un 30% más que un cubo convencional
- Apilables, ligeras
- Resistente a la mezcla hielo-etanol, hielo seco y nitrógeno líquido

Modelo	Ice Pan 1 litro	Ice Pan 4 litros	Ice Pan 9 litros
Azul	**053463**	**053466**	**053469**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Sistema de congelación para sobremesa



Cryo-Dipper

- Gradilla para congelar, almacenar y extraer tubos
- Material: PVC
- Capacidad: 36 tubos criogenia, 0,5 ml y 1,5 - 2 ml
- Lastre extraíble
- Dim. L x Ø (mm) : 178 x 80

Ref.	Descripción	€ 5 unid.
053576	Cryo-Dipper 36 tubos	**NC -**

