Microbolas térmicas

- Bolas de vidrio termoconductoras para baño maría, baño seco, bloque y bolsa de microbolas
- Utilizables en baño maría y baño seco ó recipiente de hielos
- Disminuyen los riesgos de contaminación en relación con las manipulaciones en medio liquido
- Sostienen los tubos y botellas sin soporte
- Autoclavables, resistente a la mayoría de los solventes
- Distribución uniforme de la temperatura alrededor de los tubos y de las botellas



Ref.	Descripción	€
053578	Microbolas térmicas 1 l	**NC -**

Bolsa para microbolas

- En malla de nylon con cierre deslizante
- Para conservar, limpiar, utilizar o transportar las microbolas térmicas
- Colocar sobra una capa de hielo para prolongar la capacidad de enfriamiento de los tubos

Ref.	Descripción	€
053579	Bolsa para microbolas termicas 5 l	**NC -**

Equipo de protección Cryokit

Cryokit Case

- Estuche de tamaño estándar, plástico gris

Contenido del kit :

+ 1 par de guantes
+ 1 delantal Cryo-light 90 cm
+ 1 par de polainas
+ 1 visera Clear-Cryo
+ 1 maletín de transporte Cryokit



Guantes	Longitud (cm)	Talla 8	Talla 9	Talla 10	€ el par
CryoPlus 2.0	38	**005259**	**005260**	**005261**	**NC -**
CryoPlus 2.1	38	**005264**	**005265**	**005266**	**NC -**
CryoPlus 2.1	45	**005269**	**005270**	**005271**	**NC -**
CryoPlus 2.1	55	**005273**	**005274**	**005275**	**NC -**
CryoPlus 2.1	65	**005277**	**005278**	**005279**	**NC -**
Cryokit 400	40	**005282**	**005283**	**005284**	**NC -**
Cryokit 550	55	**005286**	**005287**	**005288**	**NC -**

Bluebox case

- Maletín formato « fino », de plástico azul

Contenido del kit :

+ 1 par de guantes
+ 1 delantal Cryo-Plus 90 cm
+ 1 par de gafas-másara Vision Cryo
+ 1 maletín de transporte Bluebox



Guantes	Longitud (cm)	Talla 8	Talla 9	Talla 10	€ el par
CryoPlus 2.0	38	**005297**	**005298**	**005299**	**NC -**
CryoPlus 2.1	38	**005302**	**005303**	**005304**	**NC -**
CryoPlus 2.1	45	**005307**	**005308**	**005309**	**NC -**
CryoPlus 2.1	55	**005311**	**005312**	**005313**	**NC -**
CryoPlus 2.1	65	**005315**	**005316**	**005317**	**NC -**
Cryokit 400	40	**005320**	**005321**	**005322**	**NC -**
Cryokit 550	55	**005324**	**005325**	**005326**	**NC -**

Astucia

Otras composiciones de kits bajo pedido, contactar y consultar la gama completa en el capítulo de Salud y Seguridad

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB