
Cajas refrigerantes de almacenamiento y transporte TARABOX



- Caja de transporte de espuma de polipropileno expandido de color azul
- El polipropileno expandido tiene muy buena resistencia al impacto y memoria de forma
- Contenedor universal para el transporte de muestras
- Utilizar con bolsas de hielo (no utilizar con hielo seco)
- Apilables

Ref.	Tipo	L x An x Al (mm)	Volumen (l)	Grosor pared (mm)	Peso (g)	€
398002B	S	300 x 200 x 220	6	35	400	**NC -**
398003	M	400 x 300 x 220	12	30	830	**NC -**
398004	L	600 x 400 x 320	44	30	1780	**NC -**
398005	XL	80 x 600 x 520	165	40	5250	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
398007	Correa para TARABOX	**NC -**

Botellas isotérmicas de acero inoxidable



- Para almacenar líquidos fríos o calientes o pequeñas muestras
- De acero inoxidable
- Doble pared aislada al vacío
- Preservación 24 horas para el modelo grande y 16 horas para el modelo pequeño

Volumen (l)	1
Ref.	**071123**
€	**NC -**

Envase isotérmico PolairPack



- Tapa con espuma de retículos con celdas cerradas que garantizan la estanqueidad
- Cartón externo blanco con capa DDMM (doble /doble microacanaladura /microacanaladura)
- Homologación LNE C.27 N° 5671-12

El envase isotérmico PolairPack está especialmente diseñado para cumplir los requisitos del transporte a temperatura controlada. El envase, con su larga vida isotérmica (hasta 150 horas), combina fabricación y diseño originales. Su estructura es de espuma de poliuretano sin CFC con una densidad de 40 a 45 kg/m3. La inyección a alta presión se realiza en una sola pieza, llenando todo el espacio entre las paredes interior y exterior. Al requerir menos refrigeración, el envase más ligero reduce los costes de transporte.

- Cartón interior: compacto, blanco, hidrófugo, de calidad alimentaria

Ref.	Volumen (l)	Dimensiones int. (mm)	Dimensiones ext. (mm)	€
080395	4,5	NC	268 x 268 x 310	**NC -**
080396	11	240 x 240 x 200	380 x 380 x 340	**NC -**
080397	22	305 x 235 x 320	430 x 360 x 450	**NC -**

Astucia

Para utilizar con bolsas de hielo (página 886)