Bolsas de transporte y contenedores

Bolsas de transporte

- Sistema de transporte y protección de muestras biológicas
- Conforme a normas ADR
- Conforme con UN3373 - para el transporte de sustancias biológicas B
- Exterior de poliestireno 600/900 recubierto de PVC
- Interior de nylon 210/210 recubierto de PVC
- Estructura semirrígida
- Cierre de cremallera
- Bolsillo interior para elemento de refrigeración, bolsillo exterior para documento
- Puede desinfectarse con soluciones de desinfección estándar
- Esterilizable con soluciones acuosas, esterilización en frío
- No autoclavable, lavable a 40°C
- Color azul
- Marcado inglés/alemán

Ref.	Adecuado para	Dimensiones (mm)	Bolsillo interior para	€
390971B	1 contenedor 390975	280 x 180 x 210	1 elem refrigerante	**NC -**
390972B	2 contenedores 390975	320 x 300 x 220	2 elementos refrigerantes	**NC -**
390947B	3 contenedores 390975	430 x 300 x 200	3 elementos refrigerantes	**NC -**
390948B	6 contenedores 390975	420 x 300 x 380	4 elementos refrigerantes	**NC -**
390974B	1 contenedor 390860	ø 120 x 150	-	**NC -**



390971B



390974B

Maletín de transporte para vacuettes


390975

- De polipropileno
- Junta silicona
- Inserto de espuma para 40 tubos de vacio
- Garantiza el transporte seguro del tubo de vacio
- Almohadilla de polímero absorbente
- Temperatura de almacenamiento -18 °C a +50 °C
- Conforme norma ADR/RID, IATA-DG, Código ICAO y IMDG

Ref.	Dimensiones (mm)	€
390975	270 x 125 x 180	**NC -**

Contenedor de transporte para vacuettes

- Garantiza el transporte seguro de las tubos de vacio
- Conforme UN3373 - para el transporte sustancias biológicas B
- De polipropileno
- Para tubos de 13 x 75 mm, 13 x 100 mm, 16 x 100 mm
- Almohadilla absorbente
- Inserto de espuma para 12 tubos
- Conforme normas ADR/RID, IATA-DG, Código ICAO y IMDG

Ref.	Dimensiones ø x al (mm)	€
390860	113 x 130	**NC -**

Group Dutscher IBERICA
Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com
BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com
teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB