Movebox - solución de transporte para muestras biológicas

Movebox

- Cumple la normativa ADR 2009 - instrucción P650 para el transporte de muestras biológicas de categoría B
- Conforme GBEA II 2002 y NF EN ISO 15189 2007
- El sistema puede contener hasta 77 tubos de 5, 7 ó 10 ml
- Gradilla con 2 asas de agarre integradas
- Solución ergonómica

Bolsa isotérmica Movebag

- Capacidad de hasta 4 Movebox, es decir, 308 tubos
- Bolsillo interior de alta resistencia para placas eutécticas
- Fácil de descontaminar



Placas eutécticas para Movebag

- Gestión optimizada de la temperatura: ambiente (+22 °C) o +4 °C

Gradilla para tubos

- Para tubos de diámetro 13 ó 16 mm
- 2 asas de agarre para facilitar el manejo de la gradilla
- Fácil descontaminación

Absorbente para caja Movebox

- Hoja de micropartículas de gel que permite la absorción de líquido en caso de fuga

Ref.	Descripción	€
368700	Kit Movebox (bolsa isotérmica Movebag, 4 cajas Movebox con soporte para tubos de 13 mm de diámetro y 2 absorbentes/caja)	**NC -**
368701	Bolsa isotérmica Movebag para 4 cajas Movebox	**NC -**
368702	Caja Movebox con gradilla para tubos de 13 mm de diámetro y 2 absorbentes	**NC -**
368703	Caja Movebox con gradilla para tubos de 16 mm de diámetro y 2 absorbentes	**NC -**
368704	Caja Movebox color natural	**NC -**
366907	Caja Movebox color blanco	**NC -**
361575	Caja Movebox color amarillo	**NC -**
361577	Caja Movebox color morado	**NC -**
361578	Caja Movebox color verde	**NC -**
361579	Caja Movebox color rosa	**NC -**
368705	Gradilla para tubos de 13 mm de diámetro	**NC -**
368706	Gradilla para tubos de 16 mm de diámetro	**NC -**
368707	Placa eutéctica 22 °C de 200 g	**NC -**
368708	Placa eutéctica 22 °C de 1100 g	**NC -**
368709	Placa eutéctica 4 °C de 200 g	**NC -**
368710	Placa eutéctica 4 °C de 1100 g	**NC -**
368711K	Absorbente para caja Movebox (100 unid.)	**NC -**

Bloques refrigerantes Freez'Pack



- Para mantener fríos productos, líquidos o medicamentos
- Seguro (refrigerante no tóxico)
- Reutilizable a voluntad
- Dejar en congelador de 2 a 4 horas antes de usar
- Produce frío mientras está congelado
- Coloque el Freez'Pack encima de los productos que desee conservar refrigerados

Ref.	Modelo	Para neveras de volumen	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
071110	M5	1 a 6 l	150 x 76 x 24	2	**NC -**
071111	M10	6 a 10 l	180 x 95 x 32	1	**NC -**
071112	M 20	10 a 19 l	200 x 170 x 30	1	**NC -**
071113	M 30	19 a 32 l	273 x 200 x 30	1	**NC -**

Cojín hielo New Ice



Hielo en forma de cojín relleno de agua ultrapura. Ideal para conservar las muestras refrigeradas sin el inconveniente de que el hielo se derrita.

- Compuesto de una bolsa de polietileno de alta pureza aprobado por la FDA
- Relleno de agua ultrapura
- Reutilizable, lavable y recongelable

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
053096	Cojín hielo New Ice	45	**NC -**