Dewars de acero inoxidable



- Robustos, resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar
- Cierre de clip: fija la tapa al vaso para un transporte seguro

Versión con asa y tapa aislante de acero inoxidable

Ref.	Volumen (l)	Ø ext. x Al ext. (mm)	Ø int. x Al int. (mm)	€
020702	1	116 x 228	85 x 180	NC -
020703	2	142 x 268	106 x 205	NC -
020704	4,5	182 x 350	150 x 280	NC -
020705	7	245 x 335	200 x 285	NC -

Versión forma baja

Ref.	Volumen (l)	Ø ext. x Al ext. (mm)	Ø int. x Al int. (mm)	€
020706	0,17	105 x 75	77 x 50	NC -
020707	0,38	130 x 90	100 x 65	NC -
020708	0,57	150 x 95	115 x 70	NC -
020709	1	175 x 105	138 x 80	NC -
020710	1,9	186 x 138	155 x 120	NC -

Dewars de acero esmaltado

- Vaso de vidrio borosilicato
- Robustos, resistentes a la corrosión, fáciles de limpiar
- Tapa aislada
- Asa plegable
- Parte inferior acolchada para no rayar las superficies de trabajo



Versión con asa abatible y tapa aislada

Ref.	Volumen (l)	Ø ext. x Al ext. (mm)	Ø int. x Al int. (mm)	€
020711	1	116 x 228	85 x 185	NC -
020712	2	142 x 268	106 x 205	NC -
020713	4,5	182 x 350	150 x 280	NC -
020714	10	245 x 335	200 x 375	NC -

Versión sin asa ni tapa

Ref.	Volumen (l)	Ø ext. x Al ext. (mm)	Ø int. x Al int. (mm)	€
020715	0,2	68 x 215	40 x 70	NC -
020716	0,7	81 x 350	54 x 315	NC -
020717	0,75	94 x 285	65 x 240	NC -
020718	1,1	106 x 275	75 x 235	NC -
020719	1,5	126 x 190	90 x 240	NC -
020720	1,5	137 x 280	100 x 240	NC -
020721	2	137 x 330	100 x 290	NC -
020722	3	175 x 290	135 x 230	NC -