Dewars cilíndricos

			Sin empuñadura		Con mango	
Volumen	ø ext. x al (mm)	ø int. x al (mm)	Ref.	€	Ref.	€
100 ml	63 x 135	40 x 90	091300	NC -	-	-
200 ml	63 x 215	40 x 170	091301	NC -	091324	NC -
300 ml	72 x 240	47 x 190	091302	NC -	091325	NC -
450 ml	72 x 310	47 x 270	091303	NC -	091326	NC -
500 ml	81 x 260	57 x 210	091304	NC -	091327	NC -
750 ml	81 x 370	57 x 310	091305	NC -	091328	NC -
1250 ml	81 x 550	57 x 500	091306	NC -	-	-
800 ml	90 x 295	67 x 240	091307	NC -	091329	NC -
1,2 litros	90 x 395	67 x 350	091308	NC -	091330	NC -
1,7 litros	90 x 560	67 x 500	091309	NC -	-	-
1 litros	105 x 290	77 x 235	091310	NC -	091331	NC -
1,5 litros	105 x 395	77 x 345	091311	NC -	091332	NC -
2,1 litros	105 x 550	77 x 500	091312	NC -	-	-
1,5 litros	124 x 300	90 x 245	091313	NC -	091333	NC -
2 litros	124 x 390	90 x 340	091314	NC -	091334	NC -
3,2 litros	124 x 665	90 x 600	091315	NC -	-	-
1,5 litros	130 x 300	100 x 240	091316	NC -	091335	NC -
2 litros	130 x 345	100 x 290	091317	NC -	091336	NC -
4 litros	130 x 660	100 x 600	091318	NC -	-	-
2,5 litros	140 x 345	110 x 290	091319	NC -	091337	NC -
5 litros	140 x 660	110 x 600	091320	NC -	-	-
3 litros	165 x 280	138 x 230	091321	NC -	091338	NC -
4 litros	165 x 375	138 x 310	091322	NC -	091339	NC -
8 litros	165 x 660	138 x 600	091323	NC -	091340	NC -



- Vidrio de borosilicato 3.3DIN/ISO 3585
- Para el almacenamiento y transporte de LN2, CO_2 y otros líquidos de enfriamiento
- Dos series: cilíndrica y cilíndrica con asa
- No incluye tapa
- Rango de temperatura de uso de -200 °C a +200 °C
- Los vasos de vidrio se aíslan con vacío y se platean
- La caja externa es de aluminio azul antimagnético

Dewars con balón esférico para nitrógeno líquido

- Vaso interno de vidrio borosilicato 3.3 DIN/ISO 3585
- Para el almacenamiento y el transporte de LN2
- Los vasos de vidrio se aíslan con vacío y platean
- Asa de transporte en la caja y tapa

Ref.	Volumen (l)	ø ext. x al (mm)	ø int. x al (mm)	€
091369	1	175 x 300	30 x 235	NC -
091370	3	225 x 380	60 x 305	NC -
091371	5	260 x 450	60 x 350	NC -
091372	10	330 x 480	65 x 380	NC -



Dewars de transporte

Vaso interno de vidrio borosilicato 3.3 DIN/ISO 3585

- Para el almacenamiento y transporte de LN2, CO_2 y otros líquidos de enfriamiento
- Rango de temperatura de uso de -200 °C a + 200°C
- Los vasos de vidrio se aíslan con vacío y platean
- Asa de transporte en la caja, pinzas de cierre y tapa
- Dos modelos: caja externa de aluminio azul y caja externa de acero inoxidable
- Utilizables con nitrógeno liquido, perforando la tapa (orificio Ø2 mm aproximadamente)

			Aluminio		Acero inoxidable	
Volumen	ø ext. x al (mm)	ø int. x al (mm)	Ref.	€	Ref.	€
1	100 x 150	120 x 215	091353	NC -	091357	NC -
2	138 x 170	160 x 245	091354	NC -	091358	NC -
3	138 x 230	160 x 305	091355	NC -	091359	NC -
4	138 x 310	160 x 382	091356	NC -	091360	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB