Dewars de acero inoxidable de apertura amplia





- Adecuados para gases tipo LN2 o CO_2 o líquidos calientes
- Interior y exterior de acero inoxidable 304
- Se entregan sin tapa (opcional)
- 2 modelos: con mango y asa , sin mango lateral
- Temperatura de uso: - 200 °C a + 200 °C

Capacidad	0,5 litro	1 litro	1 litro	2 litros	3 litros	6 litros
Ø x al int. (mm)	65 x 180	85 x 206	100 x 156	100 x 285	184 x 160	184 x 270
Ø x al ext. (mm)	80 x 200	100 x 225	104 x 178	104 x 305	200 x 190	200 x 300
Tasa evaporación (l / d)	1,0	0,9 **	1,6	1,1	3,1	2,9
Modelo Asa + mango						
Ref.	091716	091717	091718	091719	091720	091721
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Modelo Asa sola						
Ref.	091726	091727	091728	091729	091730	091731
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

** Alto aislamiento.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
091722	Tapa para Dewar 0,50 l	NC -
091723	Tapa para Dewar 1 l (091717 y 091727)	NC -
091724	Tapa para Dewar 1 l y 2 l	NC -
091725	Tapa para Dewar 3 l y 6 l	NC -

Dewars en forma de copa



- Se utiliza para enfriar tubos de fondo redondo o muestras pequeñas
- Apto para baños fríos o calientes
- Se completa con tapas

Tapas para Dewar - 2 modelos:

+ de polietileno en una sola pieza;
+ de aluminio con interior de poliuretano.

Dewars

Ref.	Volumen (ml)	ø int. x al (mm)	ø ext. x al (mm)	€
092051	80	67 x 40	90 x 75	NC -
092052	120	77 x 50	110 x 90	NC -
092029	260	100 x 65	130 x 110	NC -
092053	400	110 x 70	138 x 115	NC -
092054	680	138 x 80	170 x 125	NC -
092055	1600	170 x 110	215 x 145	NC -
092056	3000	200 x 125	238 x 160	NC -
092057	5800	250 x 150	292 x 195	NC -

Tapas

Ref.	Material	€
092058	Polietileno	NC -
092059	Polietileno	NC -
092060	Polietileno	NC -
092061	Polietileno	NC -
092062	Polietileno	NC -
092063	Aluminio y poliuretano	NC -
092064	Aluminio y poliuretano	NC -
092065	Aluminio y poliuretano	NC -

Dewars de almacenamiento y transferencia



Modelo	5 litros	10 litros	20 litros	30 litros
Capacidad de nitrógeno líquido	5 litros	10 litros	21 litros	32 litros
Evaporación estática (l/día)	0,15	0,18	0,18	0,22
Mantenimiento estático	33,3 días	55,6 días	116,7 días	128 días
Al x diámetro (cm)	46,2 x 22,4	54,6 x 26,2	62,8 x 36,8	61,2 x 43,2
Diámetro de la boca (cm)	5,6	5,6	5	6,4
Peso en vacío (kg)	5,4	6,4	10,9	13,6
Ref.	078641	078642	078643	078644
€	NC -	NC -	NC -	NC -



Astucia

Más información sobre la protección criogénica en el capítulo Salud y seguridad