Dewars de acero inoxidable Agil

- De acero inoxidable
- Compacto y robusto
- Equipado con un asa vertedora
- Tapón de corcho opcional
- Temperatura de uso: -200 °C a +200 °C



Capacidad	0,5 l	1 l (alto)	1 l	2 l	3 l	6 l
Ø int.(mm)	65	85	100	100	185	185
Ø ext.(mm)	87	107	122	122	200	200
Altura tot.(mm)	203	231	177	312	190	300
Peso en vacío (kg)	0,56	0,95	0,8	1,35	1,78	2,4
Tasa de evaporación (l/día)	1	0,9	1,6	1,1	3,1	2,9
Ref.	082670	082671	082672	082673	082674	082675
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Tapones de corcho



Ref.	Tapón para dewars	€
082676	0,5 l	NC -
082677	1 l (alto)	NC -
082678	1 l y 2 l	NC -
082679	3 l y 6 l	NC -

Dewars de plástico

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- De polietileno de alta densidad (tapa y cuerpo)
- Asa recubierta de polietileno
- Doble pared y relleno de espuma de poliuretano sin CFC
- Utilizable de - 196 °C a + 100 °C



Modelo	1 litro	2 litros	4 litros	10 litros
ø int. (mm)	95	121	146	197
Altura útil (mm)	194	225	287	394
Altura total (mm)	229	260	324	456
Ref.	028063	028064	028065	028066
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Crioconservadores de canisters Bio-Cane

2 modelos para conservar muestras hasta 7 meses sin añadir nitrógeno líquido.

- Cánisters numerados y codificados por colores
- Construcción de aluminio y aislamiento al vacío



Ref.	Modelo	Capacidad (l)	Número de cañas / frascos 2 ml por cánisters	Autonomía (días)	Capacidad total en frascos 2 ml	Tasa de evaporación (l)	ø int. de boca (cm)	ø ext. (cm)	Peso (Kg)	€
CK509X3	Bio-Cane 34	34,8	120 / 5	193	600	0,18	8,8	46,4 x 67,6	18,6	NC -
CK509X4	Bio-Cane 47	47,4	252 / 5	121	1260	0,39	12,7	50,8 x 67,3	21,3	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
078562	Base con ruedas ajustables para Bio-Cane 20, 34, 47	NC -
078300	Base con ruedas ajustables para Bio-Cane 73	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB