Crioconservadores con cánisters GT Air Liquide

- Diseño de aluminio con superaislamiento y cuello de resina aislante de funciones térmicas, ligeros y robustos
- Para el almacenamiento de muestras pequeñas (pajuelas y criotubos)
- Entregados con botes de acero inoxidable o policarbonato, con sistema anti-flotación
- Disponible en versiones gran autonomía y gra capacidad

Rango GT gran autonomía

Modelo	GT 3	GT 9	GT 11		GT 21		GT 35	
Capacidad (l)	3,7	9,3	12,2		21,5		33,6	
Diámetro de boca (mm)	50	50	50		50		50	
Peso en vacío (kg)	4,5	8,2	9,2		13		15	
Peso lleno (kg)	7,5	15,7	19		30,4		43	
Diámetro exterior (mm)	248	358	308		388		468	
Altura total (mm)	405	450	630		660		660	
Evaporación diaria (l/d)**	0,11	0,11	0,09		0,09		0,09	
Autonomía estática (d)**	33	84	130		225		350	
Número de cánisters	6	6	6		6		6	
ø x al de cánisters (mm)	38 x 120	338 x 120	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280	38 x 120	38 x 280
Número de niveles de vasos	1	1	1	2	1	2	1	2
Capacidad total criotubos 2 ml	-	-	-	180	-	180	-	180
Ref. con botes de plástico	**082233**	**082238**	**082240**	**082242**	**082247**	**082249**	**082252**	**082254**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref. con botes de acero inox.	**082234**	**082237**	**082239**	**082241**	**082246**	**082248**	**082251**	**082253**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Gama GT de gran capacidad

Modelo	GT 26	GT 40
Capacidad (l)	26,7	40
Diámetro de boca (mm)	80	120
Peso vacío (kg)	14,8	24
Peso lleno (kg)	36	57
Diámetro exterior (mm)	468	468
Altura total (mm)	460	710
Evaporación diaria (l/d)**	0,29	0,29
Autonomía estática (d)**	90	140
Número de cánisters	9	10
ø x al de cánisters (mm)	67 x 110	73 x 280
Número de niveles de vasos	1	2
Capacidad total criotubos 2 ml*	-	1200
Capacidad total criotubos 5 ml*	-	600
Ref. con botes de acero inox.	**082250**	**082256**
€	**NC -**	**NC -**

* En varilla portatubos, en botes de 2 niveles.
** La evaporación diaria y la autonomía estática se calculan a 20°C, 1013 mb, recipiente inmóvil y tapón cerrado.
Estas cifras son nominales y pueden variar en función de la historia del recipiente y de las tolerancias de fabricación.



Rango GT gran autonomía



Rango GT de gran capacidad

Accesorios

Ref.	Descripción	€
082653	Base con ruedas bloqueables para GT 21, 26, 35, 38, 40	**NC -**
082304	Tapones (remplazo) GT 2	**NC -**
082358	Tapón (remplazo) GT 11, 21, 35 equipado con bote de plástico	**NC -**
082359	Tapón (remplazo) GT 14/6, 18	**NC -**
082360	Tapones (remplazo) GT 14/ 9	**NC -**
082355	Tapón (remplazo) GT3, 7, 9 equipado con cánister de acero inox.	**NC -**
082354	Tapón (remplazo) GT11, 21, 35 equipado con cánister de acero inox.	**NC -**
082362	Tapón (remplazo) GT38	**NC -**
082356	Tapón (remplazo) GT40	**NC -**
082547	Tapas para cánisters de plástico ø 35 mm (6 uni.)	**NC -**
082543	Vaso de ø 35 mm (20 uni.)	**NC -**
082544	Vaso de ø 65 mm (20 uni.)	**NC -**
082545	Vaso "margarita" para pajuelas de ø 65 con tapón (5 uni.)	**NC -**
082538	Visotubos con tapones de ø 12mm para almacenar pajuelas (100 uni.)	**NC -**
082546	Lengüeta de extracción de vasos para bote de 2 niveles de ø 35 y 65 mm	**NC -**
055030	Varilla de aluminio para botes de 280 mm de altura (6 criotubos de 2 ml o 3 criotubos de 5 ml)	**NC -**


Cánisters Color

Astucia
Más información sobre la protección criogénica en el capítulo Salud y seguridad

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB