

Crioconservadores ARPEGE Air Liquide









Gancho rack



Rack 10, 9 y 5 pisos

Contenedor de capacidad media para la crioconservación de pequeños productos biológicos.

- Almacenamiento en fase gaseosa o líquida
- Dos versiones disponibles
  - Pack OPTIMAL 2 : Crioconservador con CryoMemo y opción de llenado automático- Pack OPTIMAL 3 : Crioconservador con CryoMemo y opciones automáticas de llenado y desgasificación
- Las ventajas de la fase gaseosa:
  - Minimiza el riesgo de contaminación cruzada.
  - Aumenta la seguridad del usuario al evitar las salpicaduras.
  - Reduce el peso de las estanterías durante la manipulación
- CryoMemo: sistema de control que indica el nivel, la temperatura y el llenado automático:
  - Interfaz de menú intuitivo para acceder a todos los datos (visualización de nivel y temperatura, configuración de alarmas, etc.)
  - Incluye dos sensores de temperatura de serie, para un control seguro
  - Salidas RS485 y 4-20 mA para facilitar la trazabilidad
  - Servidor de Internet para supervisión remota
  - Salidas RS485 y 4-20 mA para facilitar la trazabilidad
- Seguridad de llenado estándar: las muestras nunca entran en contacto con el nitrógeno líquido en la versión gaseosa
- Modelo con boca estrecha para mayor autonomía
- Para completar con un juego de gradillas de 2 ml o 5 ml

Astucia

Más información sobre la protección criogénica en el capítulo Salud y seguridad

Modelo	ARPEGE 70		ARPEGE 110		ARPEGE 140		ARPEGE 170	
Dimensiones								
Capacidad útil (l)	72		116		144		172	
Altura sin CryoMemo (mm)	738		962		911		1028	
Altura con CryoMemo (mm)	921		1145		1094		1211	
Ancho (mm)	586		586		683		683	
Profundidad (mm)	673		673		770		770	
Diámetro de boca (mm)	215		215		215		215	
Peso vacío sin equipo (kg)	47		57		68		74	
Peso lleno sin equipo (kg)	105		150		184		212	
Consumo								
Autonomía estática (día)	25		23		30		28	
Evaporación diaria (l/día)	0,6		0,65		0,65		0,7	
Capacidad (con set de racks)								
Tubos 2 ml	1600		3200		4200		5400	
Dim. max. cajas (An x p x Al) (mm)	133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52		133 x 133 x 52	
Número de racks	4		4		6		6	
Número de pisos	4		8		7		9	
Tubos 5 ml	648		1296		1458		194	
Dim. max. cajas (An x p x Al) (mm)	133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95		133 x 133 x 95	
Número de racks	4		4		6		6	
Número de pisos	2		4		3		4	
Crioconservadores sin racks	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Pack OPTIMAL 2	082728	NC -	082730	NC -	082732	NC -	082734	NC -
Pack OPTIMAL 3	082729	NC -	082731	NC -	082733	NC -	082735	NC -
Set de racks para	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Tubos 2 ml	082522	NC -	082523	NC -	082524	NC -	082525	NC -
Tubos 5 ml	082526	NC -	082527	NC -	082528	NC -	082529	NC -
Accesorios	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Base sobre ruedas	082101	NC -	082101	NC -	082101	NC -	082101	NC -
Kit de sujeción de contenedores para base con ruedas	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -	082655	NC -
Flexible DN10-180/180 - l. 1,5 m	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -	082570	NC -