Crioconservadores gama Voyageur

- Diseñado para el transporte de productos orgánicos
- Un material poroso absorbe el nitrógeno líquido y garantiza la conservación de las muestras en fase gaseosa
- Supresión de proyecciones líquidas en caso de vuelco
- Consumo de nitrógeno extremadamente bajo, lo que garantiza una mayor autonomía
- Depósitos secos que cumplen la normativa internacional aplicable al transporte de materias peligrosas por vía terrestre (ADR), aérea (IATA-ACI) y ferroviaria (RID)
- Los Voyageurs 2 se entregan con sus cánisters



Modelo	VOYAGEUR 2	VOYAGEUR PLUS
Capacidad útil (l)	1,75	20,6
Capacidad absorbida (l)	1,35	7,2
Diámetro de boca (mm)	30	215
Peso en vacío (kg)	2,4	14,2
Peso lleno (kg)	3,5	20
Diámetro exterior (mm)	174	356
Altura total (mm)	395	575
Evaporación diaria (l/día)	0,1	0,8
Autonomía dinámica (día)	8	6
Número de cánisters	2	-
Diámetro de cánisters (mm)	26	-
Altura de cánisters (mm)	120	-
Número de niveles de vasos	1	-
Capacidad total pajuelas 0,25 ml	220	-
Capacidad total pajuelas 0,5 ml	110	-
Capacidad total tubos 2 ml	-	500 (cajas de 100 tubos)
Capacidad total tubos 5 ml	-	162
Capacidad total bolsillos DF700	-	6
Otros bolsillos	-	Consultar
Ref.*	**082275**	**082281**
€	**NC -**	**NC -**

* Ref. compatibles con el grabador Tracker.

Accesorios	Ref.	€	Ref.	€
Rack 2 niveles para cajas 133 x 133 x 95 mm	-	-	**082476**	**NC -**
Rack 3 niveles para bolsillos 25 ml	-	-	**082657**	**NC -**
Rack 5 niveles para cajas 75 x 75 x 51 mm	-	-	**082478**	**NC -**
Rack 5 niveles para cajas 133 x 133 x 51 mm	-	-	**082477**	**NC -**
Rack 5 niveles para cajas 145 x 145 x 51 mm	-	-	**082483**	**NC -**
Rack 1 nivel para bolsillo DF700	-	-	**082479**	**NC -**
Bidón plástico	**082461**	**NC -**	-	-
Bidón acero inoxidable con varilla recta	**082462**	**NC -**	-	-
Bidón acero inoxidable con varilla excentrada - -	-	-	-	-
Con envase de plástico protector	**082419**	**NC -**	**082422**	**NC -**
Tapón	**082304**	**NC -**	**082418**	**NC -**
Base sobre ruedas	-	-	**082653**	**NC -**
Vaso diam. 65 mm (juego de 20)	**082544**	**NC -**	**082544**	**NC -**
Vaso diam. 65 mm "Marguerite" (lote de 5)	**082545**	**NC -**	**082545**	**NC -**
Vaso perforado 65 mm con tapa (juego de 10)	**082652**	**NC -**	**082652**	**NC -**
Correa de transporte	**082305**	**NC -**	-	-

Pinza Cryoclaw

- De polipropileno
- Con dientes de sierra
- Bloqueable en posición cerrada para introducir los tubos con total seguridad
- Longitud total: 1 metro aprox
- Apertura máx. : 8 cm

Ref.	Descripción	€
078302	Pinza Cryoclaw	**NC -**
078563	Ventosa de recambio (2 uni.)	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB