Contenedores no presurizados de nitrógeno líquido TR Air Liquide



- Para el almacenamiento y transporte de nitrógeno líquido
- Recipientes no presurizados
- Construcción de aluminio y aleación ligera con boca de material compuesto para un bajo consumo, ligereza y resistencia
  - Autonomía de hasta 180 días (según el modelo)
  - Baja tasa de evaporación (cuello estrecho)
  - De 12 L a 100 L
  - Posibilidad de añadir un sistema de llenado y asa de vertido

* La evaporación diaria y la autonomía estática se calculan a 20°C, 1013 mb, recipiente inmóvil y tapón cerrado. Estas cifras son nominales y pueden variar en función de la historia del recipiente y de las tolerancias de fabricación.



Carro basculante para TR35 / ref. 082405

Gama TR sin presión

Modelo	TR 11	TR 21	TR 26	TR 35	TR 60	TR 100
Capacidad (l)	12,2	21,5	26	33,6	60	99
Diámetro de boca (mm)	50	50	50	50	50	50
Peso en vacío (kg)	7,5	11	13,5	15,8	21,5	29,5
Peso lleno (kg)	17,3	28,3	34,6	43	70	110
Diámetro exterior (mm)	308	388	388	468	468	510
Altura total (mm)	584	605	669	655	869	986
Evaporación diaria (l/d) *	0,18	0,18	0,2	0,24	0,4	0,55
Autonomía estática (d) *	67	119	130	140	150	180
Altura interior total	530	535	612	580	800	933
Ref.	**082269**	**082270**	**082271**	**082272**	**082273**	**082274**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Base con ruedas / ref. 082653



Dispositivo de llenado DL3 para TR / ref. 082394

Accesorios

Ref.	Descripción	€
082653	Base con ruedas bloqueables para TR 21, 26, 35 y 60	**NC -**
082655	Kit de fijación para base con ruedas 082653	**NC -**
082824	Base con ruedas + kit de sujeción para TR 100	**NC -**
082825	Base con ruedas magnética + kit de sujeción para TR 100	**NC -**
082401	Tapones para TR 7, 11, 21, 26, 35, 60, 100	**NC -**
082404	Carro basculante para TR21/ 26	**NC -**
082405	Carro basculante para TR35	**NC -**
082402	Asa vertedora basculante manual para TR7/11	**NC -**
082403	Asa vertedora basculante manual para TR21/26	**NC -**
082394	Dispositivo de extracción DL3 para TR	**NC -**
082393	Sistema simplificado de extracción de nitrógeno líquido con bomba en la base	**NC -**

Contenedores presurizados de nitrógeno TP Air Liquide



- Para almacenar y extraer nitrógeno líquido a baja presión
- Contenedores de aluminio autopresurizados
- Indicador del nivel de flotación para comprobar la cantidad de líquido disponible
- Autonomía de hasta 75 días (según el modelo)
- Se entrega con un cabezal de control que se puede desmontar en segundos, equipado con un manómetro y 2 válvulas de seguridad
- Nitrógeno disponible en cualquier momento con sólo abrir una válvula
- Compacto, el TP35 puede colocarse debajo del escritorio

Modelo	TP35	TP60	TP100
Capacidad útil (l)	35	60	98
Diámetro de boca (mm)	50	50	50
Peso en vacío (kg) (con cabezal de control)	19,8	26,4	33,5
Peso total (kg) (con cabezal de control)	48	74,5	113,5
Diámetro exterior (mm)	468	468	510
Altura total (mm) (con cabezal de control)	853	1080	1213
Evaporación diaria (l/d)* (con cabezal de control)	1	1	1,3
Autonomía estática (d) *	35	60	75
Altura interior total (mm)	580	815	945
Presión máx. de funcionamiento estándar (bar)	0,5	0,5	0,5
Caudal máximo (l/min)	2,4 (P=0,5b)	3,5 (P=0,5b)	5,2 (P=0,5b)
Ref.	**082262**	**082264**	**082266**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* La evaporación diaria y la autonomía estática se calculan a 20°C, 1013 mb, contenedor inmóvil y tapón cerrado. Estas cifras son nominales y pueden variar en función de la historia del recipiente y de las tolerancias de fabricación.
** Valor indicativo que puede variar mucho en función de la duración de la retirada.

Accesorios

Ref.	Descripción	€
082653	Base sobre ruedas universal	**NC -**
082655	Kit de fijación para base con ruedas 082653	**NC -**
082824	Base con ruedas + kit de sujeción para TP 100	**NC -**
082825	Base con ruedas magnética + kit de sujeción para TP 100	**NC -**
082569	Manguera DN 10 - 180/180 para nitrógeno - longitud 1,1 m	**NC -**
082570	Manguera DN 10 - 180/180 para nitrógeno - longitud 1,5 m	**NC -**
082572	Manguera DN 10 - 180/180 para nitrógeno - longitud 3 m	**NC -**
082307	Pasamanos TP	**NC -**
082574	Tubo de llenado TC para manguera 180/180 nitrógeno	**NC -**
082575	Tubo de llenado TC con rompe chorros para manguera 180/180 nitrógeno	**NC -**