Botellas de poliestireno, boca estrecha

Frascos contenedores estériles

- De poliestireno
- Estériles
- Para almacenamiento y recuperación de medios de cultivo celular
- Diámetro de la boca: 45 mm
- Envase unitario

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
978219	150	24	NC -
978220	250	24	NC -
978221	500	24	NC -
978222	1000	24	NC -



Botellas de polipropileno, boca ancha

Botella redonda boca ancha Nalgene™

- Tapón de polipropileno
- Hermético
- Autoclavable



Capacidad (ml)	30	60	125	250	500	1000
Tamaño tapón (mm)	28	28	38	43	53	63
Unid./ bolsa	12	12	12	12	12	6
Unid./caja	72	72	72	72	48	24
Ref.	028738	028739	028740	028741	028742	028743
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Botellas de polipropileno, boca ancha

- Herméticos
- Anillo antigoteo
- Se entrega con tapón montado
- Tapón de doble sellado



Capacidad (ml)	30	60	125	250	500
ø x al (mm)	33 x 69	39 x 88	51 x 98	61 x 125	72 x 164
Tapón	28-410	28-410	38-410	43-410	53-410
Unid./ bolsa	12	12	12	12	12
Unid./caja	72	72	72	72	48
Ref.	048364	048365	048366	048367	048368
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Botellas económicas Nalgene™

- Boca ancha
- Tapón de polipropileno
- Hermético

Capacidad	30	125	1000
Tamaño tapón (mm)	28	38	63
Ref.	029994	029996	029999
Unid./caja	72	72	24
€/caja	NC -	NC -	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB