Botellas de polipropileno, boca ancha

Frascos de polipropileno boca ancha Azlon®

DWK LIFE SCIENCES



- Muy buena estanqueidad
- Botellas de polipropileno, autoclavables a + 121 °C
- Buena resistencia química

		Por 10 uni.		Versión BULK		
Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Ref.	€	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
30	32 x 70	**BWP0030N**	**NC -**	**785409**	1200	**NC -**
60	40 x 82	**BWP0060N**	**NC -**	**761866**	740	**NC -**
100	51 x 89	**232661**	**NC -**	**-**	-	**-**
125	51 x 104	**BLP0125P**	**NC -**	**761867**	350	**NC -**
150	51 x 116	**232662**	**NC -**	**761868**	350	**NC -**
250	60 x 140	**BWP0250P**	**NC -**	**761869**	200	**NC -**
500	75 x 161	**BWP0500P**	**NC -**	**761872**	100	**NC -**
1000	90 x 205	**BWP1000P****	**NC -**	**761870**	60	**NC -**

** 5 unid.

Botellas redondas grandes abertura ancha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



De polipropileno autoclavable. Para transporte de polvo o toma de muestras de agua.

Capacidad (l)	Ø x al (mm)	Ø (mm) tapón	Ref.	€
2	119 x 244	100	**029032A**	**NC -**
4	153 x 288	100	**029534A**	**NC -**

Botellas cuadradas con boca ancha Nalgene™



- Botella cuadrada de polipropileno
- Boca ancha
- Tapón de polipropileno
- Herméticos
- Autoclavables

Capacidad (ml)	60	175	250	500	1000
Dimensiones (mm)	83 x 38 x 38	102 x 51 x 51	114 x 64 x 64	146 x 76 x 76	181 x 95 x 95
Tamaño tapón (mm)	28	38	43	53	63
Ref.	**029405**	**029406**	**029407**	**029366**	**029408**
Unid./ bolsa	12	12	12	12	6
€/ bolsa	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Frascos graduados normalizados de boca ancha de polipropileno



+ productos en nuestras WEB

- Con graduaciones
- Duradero y de larga duración, autoclavable
- Certificado para el contacto con alimentos
- Boca y rosca según DIN 13316 y 168

Vol. (ml)	Grado (ml)	ø x al (mm)	ø cuello (mm)	DIN	Unid./ caja	Ref.	€/ caja
50	10	38 x 88	24	GL32	100	**391273**	**NC -**
100	20	48 x 105	24	GL32	100	**391274**	**NC -**
250	25	60 x 140	38	GL45	50	**391275**	**NC -**
500	100	75 x 170	38	GL45	25	**391276**	**NC -**
1000	100	95 x 206	55	GL63	17	**391277**	**NC -**
2000	100	120 x 252	55	GL63	15	**391278**	**NC -**

Botellas de alta resistencia Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- Paredes gruesas, cierre reforzado (estanqueidad garantizada)
- Para el almacenamiento seguro de medios, líquidos biológicos o químicos, productos químicos secos
- Excelente resistencia química, ideal para aplicaciones de vacío

Volumen (ml)	250	1000	2000	4000	5000
ø x al (mm)	74 x 135	93 x 226	119 x 260	155 x 338	156 x 414
Tapón tipo	53B	53B	53B	83B	83B
Ref.	**029307**	**029305**	**029306**	**029296**	**028162**
Unid./ bolsa	1	6	2	1	1
€/ bolsa	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Botellas cuadradas grandes boca ancha Nalgene™



- De polipropileno autoclavable
- Tapón de polipropileno blanco
- Con asas moldeadas integradas

Ref.	Capacidad	Material	Tapón	€
029356A	4 litros	PP	100 mm	**NC -**