Botellas de polietileno de alta densidad, boca ancha

Botella redonda con boca ancha Nalgene™





- Botella redonda con boca ancha de HDPE
- Tapón de polipropileno
- Herméticos

Capacidad (ml)	30	60	125	250	500	1000	1500
Tamaño tapón (mm)	28	28	38	43	53	63	63
Unid./ bolsa	12	12	12	12	12	6	6
Unid./caja	72	72	72	72	48	24	6
Botella redonda con boca ancha HDPE, tapón PP							
Ref.	028725	028726	028727	028728	028729	028730	029391
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Botella redonda con boca ancha HDPE ámbar, tapón PP ámbar							
Ref.	028744	028745	028746	028747	028748	028749	-
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-

Botellas económicas Nalgene™



Botella de boca ancha de HDPE, tapón de PP						
Características	Hermético					
Capacidad	30	60	125	250	500	1000
Tamaño tapón (mm)	28	28	38	43	53	63
Ref.	028810	028811	028812	028813	028814	028815
Unid./caja	72	72	72	72	48	24
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref.	-	-	028820	028821	028822	028823
Unid./caja	-	-	500	250	125	50
€/caja	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Botella ámbar de HDPE de boca ancha, tapón ámbar de PP						
Características	Hermético					
Ref.	-	-	028806	028807	028808	028809
Unid./caja	-	-	72	72	48	24
€/caja	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -

Botellas de HDPE



- De HDPE translúcido
- Tapones de rosca de polipropileno
- Estancos
- Buena resistencia química

		Por 10		Versión BULK		
Vol. (ml)	Ø x al (mm)	Ref.	€	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
30	32 x 70	723861	NC -	-	-	-
60	40 x 82	723862	NC -	761839	740	NC -
100	51 x 89	232659	NC -	761840	420	NC -
125	51 x 104	232581*	NC -	761841*	350	NC -
150	51 x 116	232660*	NC -	761842*	350	NC -
250	60 x 140	723863	NC -	761843	200	NC -
500	75 x 161	723864	NC -	761844	100	NC -
1000	90 x 205	723865**	NC -	761845	60	NC -
2000	120 x 242	121304**	NC -	761846	30	NC -

* No conforme para contacto con alimentos. ** 5 unid.

Botellas de HDPE boca ancha Wheaton®



- Herméticos
- Anillo antigoteo
- Se entrega con tapón montado
- Tapón de doble sellado

Volumen (ml)	30	60	125	250	500	1000
ø x al (mm)	33 x 69	39 x 88	51 x 98	61 x 125	72 x 164	91 x 199
Tapón	28-410	28-410	38-410	43-410	53-410	63-415
Unid./ bolsa	12	12	12	12	12	12
Unid./caja	72	72	72	72	48	48
Botella de HDPE						
Ref.	048353	048354	048355	048356	048357	048358
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Botella HDPE ámbar						
Ref.	048369	048360	048361	048362	048363	048772
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -