Botellas de polietileno de alta densidad, boca ancha

Botellas redondas de HDPE

- En HDPE
- Tapón de polipropileno estanco
- Para el almacenamiento y el transporte de las líquidos
- Grosor de las paredes uniforme
- Buena resistencia química
- Versión natural para visibilidad del contenido o ámbar para muestras sensibles a la luz

Ref.	Volumen	Color	Boca	Altura (mm)	Ø de la base (mm)	Unid./ caja	€/ caja
135735	8 ml	Natural	Ancha	42,6	24,9	1000	**NC -**
135736	15 ml	Natural	Ancha	56,1	24,9	1000	**NC -**
135738	60 ml	Natural	Ancha	81	39	650	**NC -**
135739	125 ml	Natural	Ancha	95	50	350	**NC -**
135740	250 ml	Natural	Ancha	128,2	60,5	200	**NC -**
135742	1 l	Natural	Ancha	193,5	91	50	**NC -**
135744	8 ml	Ámbar	Ancha	42,6	24,9	1000	**NC -**
135745	15 ml	Ámbar	Ancha	56,1	24,9	1000	**NC -**
135746	30 ml	Ámbar	Ancha	59,2	34	400	**NC -**
135747	60 ml	Ámbar	Ancha	81	39	650	**NC -**
135748	125 ml	Ámbar	Ancha	95	50	350	**NC -**
135749	250 ml	Ámbar	Ancha	128,2	60,5	200	**NC -**
135750	500 ml	Ámbar	Ancha	162,8	72,2	100	**NC -**
135751	1 l	Ámbar	Ancha	193,5	91	50	**NC -**





Botellas redondas grandes abertura ancha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

De HDPE no autoclavable.
Para transporte de polvo o toma de muestras de agua.

Ref.	Capacidad (l)	Ø x al (mm)	Ø (mm) tapón	€
029330A	2	119 x 244	100	**NC -**
029533A	4	153 x 288	100	**NC -**



Frascos redondos de HDPE con tapón de rosca y obturador Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

- Frascos redondos con obturador y tapón de rosca (montados)
- Boca ancha para llenado y dispensación facilitados
- Tapón de agarre fácil
- Para uso con polvos o líquidos
- Los frascos de 1000, 1500 y 2000 ml conformes para el contacto alimentario (criterios FDA)



Vol. (ml)	Ø ext. x Al (mm)	Ø int. boca (mm)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
65	50 x 51	35	**799228**	500	**NC -**	**799229**	10	**NC -**
70	50 x 60	35	**799230**	400	**NC -**	**799231**	10	**NC -**
120	56 x 71	35	**799232**	500	**NC -**	**799233**	10	**NC -**
250	69 x 94	48	**799234**	300	**NC -**	**799235**	10	**NC -**
1500	112 x 184	86	**799240**	60	**NC -**	**799241**	5	**NC -**

Tarros cilíndricos con tapa

- De polietileno de alta densidad
- Se suministran con tapón y obturador
- Para polvos y muestras sólidas



Ref.	Volumen (ml)	ø x al (mm)	Diámetro de boca (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391318	70	50 x 60	36	100	**NC -**
391319	120	56 x 71	36	100	**NC -**
391320	250	69 x 94	50	50	**NC -**
391321	500	86 x 107	70	50	**NC -**
391322	1000	111 x 128	85	20	**NC -**
391324	1500	111 x 182	87	10	**NC -**
391323	2000	111 x 235	87	10	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB