Botellas de polietileno de alta densidad, boca ancha

Frascos cilíndricos de polietileno de boca ancha con tapón rojo Corning® Gosselin™

CORNING



			Boca ancha con cierre sencillo				Boca ancha con doble cierre			
			No estéril		Estéril		No estéril		Estéril	
Vol. (ml)	Dimens. (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
50	39 x 70	600	-	-	-	-	030412	NC -	030371	NC -
100	52 x 80	335	030408	NC -	030372	NC -	030413	NC -	030382	NC -
150	52 x 108	250	-	-	030373	NC -	-	-	030383	NC -
250	61 x 125	145	030321	NC -	030374	NC -	030415	NC -	030384	NC -
500	81 x 136	140	030409	NC -	030323	NC -	030416	NC -	030324	NC -
1000	100 x 174	68	030410	NC -	030331	NC -	030417	NC -	030332	NC -
2000	122 x 220	25	030411	NC -	-	-	030418	NC -	030340	NC -

Botellas de alta resistencia Nalgene™



- Paredes gruesas, cierre reforzado (estanqueidad garantizada)
- Para el almacenamiento seguro de medios, líquidos biológicos o químicos, productos químicos secos
- Excelente resistencia química

Volumen (ml)	1000	2000	4000
ø x al (mm)	93 x 226	119 x 260	155 x 338
Tapón tipo	53B	53B	83B
Ref.	029303	028119	029304
Unid./ bolsa	6	2	1
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -

Botella cuadrada con boca ancha Nalgene™



- Botellas cuadradas de HDPE
- Tapón de polipropileno
- Boca ancha
- Herméticos

Capacidad (ml)	60	175	250	500	1000
Dimensiones (mm)	83 x 38 x 38	102 x 51 x 51	114 x 64 x 64	146 x 76 x 76	181 x 95 x 95
Tamaño tapón (mm)	28	38	43	53	63
Ref.	028720	028721	028722	028723	028724
Unid./ bolsa	12	12	12	12	6
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Botellas rectangulares de HDPE





En color natural o ámbar.

Volumen (ml)	125	250	500	1000	2000
Al x An x p (mm)	102 x 64 x 38	114 x 76 x 48	140 x 94 x 58	180 x 125 x 71	239 x 152 x 81
ø tapón (mm)	28	38	48	53	63
Botella rectangular de HDPE color natural					
Ref.	029392	029393	029394	029395	029396
Unid./ bolsa	12	12	12	6	4
Unid./caja	72	72	48	24	12
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Botella rectangular de HDPE, color ámbar					
Ref.	029397	029398	029399	029400	029401
Unid./ bolsa	12	12	12	6	4
Unid./caja	72	72	48	24	12
€/ bolsa	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Botellas cuadradas grandes boca ancha

- En HDPE
- Tapón de polipropileno blanco
- Con asas moldeadas integradas

Ref.	Capacidad	Material	Tapón	€
029535A	4 litros	HDPE	100 mm	NC -