Botellas de polietileno de alta densidad, boca ancha

Frascos cuadrados de 2 a 2,7 litros de polietileno con boca ancha Corning® Gosselin™

CORNING

- Para el almacenamiento de líquidos, sólidos o polvos
- De polietileno translúcido
- Boca ancha, fácil de llenar
- Modelos graduados
- Asépticos, con tapones de rosca con junta
- Modelos de color marrón para reactivos fotosensibles
- Asa moldeada en el cuerpo para el 2,7 l para un agarre seguro
- Modelos de 2 l y 2,7 l recomendados para muestras de orina



Ref.	Volumen (l)	Altura (mm)	ø * (mm)	Color	Color tapón	Unid./ caja	€/ caja
030846	2	230	73	Natural	Rojo	50	**NC -**

* ø boca

Frascos cuadrados de polietileno de boca ancha con tapón rojo Corning® Gosselin™

CORNING

			Boca ancha con cierre sencillo				Boca ancha con doble cierre			
			No estéril		Estéril		No estéril		Estéril	
Vol. (ml)	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
150	50 x 50 x 95	300	**030419**	**NC -**	-	-	**030423**	**NC -**	-	-
250	57 x 57 x 109	210	**030420**	**NC -**	**030428**	**NC -**	**030424**	**NC -**	**030399**	**NC -**
500	76 x 76 x 122	175	**030421**	**NC -**	**030429**	**NC -**	**030425**	**NC -**	**030375**	**NC -**
1000	95 x 76 x 185	90	**030422**	**NC -**	-	-	**030398**	**NC -**	**030391RG**	**NC -**
2000	109 x 96 x 230	50	**030820**	**NC -**	**030432**	**NC -**	**030426**	**NC -**	**030434**	**NC -**



Frascos cuadrados boca ancha de HDPE natural

- Sección cuadrada
- Cavidad para el etiquetado
- Ideales para sustancias líquidas, pastosas o granuladas
- Sección cuadrada para facilitar el etiquetaje
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)
- Homologación ONU para sólidos



Ref.	Vol. (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063291	100	45 x 45	24	32	101	**NC -**
063292	250	59 x 59	35	45	129,5	**NC -**
063293	500	60 x 60	35	54	164	**NC -**
063270	750	83 x 83	42,5	54	188	**NC -**
063294	1000	85 x 85	42,5	54	214	**NC -**
063300	1500	108 x 108	68,5	80	209	**NC -**
063271	2500	122 x 122	68,5	80	209	**NC -**
063272	4000	142 x 142	68,5	80	294	**NC -**

Frascos cuadrados de boca ancha ONU de HDPE

- Sección cuadrada
- Cavidad para el etiquetado
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Ref.	Homologación	Volumen (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063319	UN 3h1/X0.3/S	100	45 x 45	24	32	101	**NC -**
063320	UN 3h1/X0.8/S	250	59 x 59	35	45	129,5	**NC -**
063321	UN 3H1/1.5/S	500	75 x 75	42,5	54	162	**NC -**
063323	UN 3H1/2.5/S	1000	85 x 85	42,5	54	214	**NC -**
063325	UN 3H1/5/S	2500	122 x 122	68,5	80	260	**NC -**
063326	UN 3H1/5.5/S	4000	142 x 142	68,5	80	294	**NC -**

Tapones para frascos de boca ancha de HDPE

* en envase de 550 unidades

		Tapón de PP negro, con junta de espuma de PE		Tapón PP azul, con cono de estanqueidad y anillo de seguridad		Tapón de PP rojo, con junta de espuma de PE y anillo de seguridad	
Para frascos (ml)	Rosca	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
50	28	-	-	-	-	**063371**	**NC -**
100	32	**063483**	**NC -**	**063302**	**NC -**	**063333**	**NC -**
250	45	**063484**	**NC -**	**063315**	**NC -**	**063335**	**NC -**
500/750/1000	54	**063486**	**NC -**	**063296**	**NC -**	**063331B***	**NC -**
1500/2500/4000	80	**063485**	**NC -**	**063301**	**NC -**	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB