Botellas de polietileno de alta densidad, boca estrecha

Frascos de boca estrecha ONU de HDPE

							Color natural		Color negro	
Para frasco de vol. (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int.	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	Peso (g)	Homologación	Ref.	€	Ref.	€
500	77 x 77	28,7	45	176,5	52	UN 1H1/X1.9/250	**063380**	**NC -**	**063451**	**NC -**
1000	96 x 96	28,7	45	211,8	92	UN 3H1/X1.9/250	**063365**	**NC -**	**063452**	**NC -**
2500	126 x 126	28,7	45	282	167	UN 3H1/X1.9/250	**063366**	**NC -**	**063384**	**NC -**



- Color natural o negro
- Frascos de boca estrecha con aprobación ONU
- Espacio para etiquetado 1000 y 2500 ml
- Tres tipos de tapones disponibles
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Tapones negros para frascos de boca estrecha ONU de HDPE

		Tapón de PP, con precinto de inviolabilidad, de PP rojo y con disco de PTFE		Tapón de PP, rojo sistema de desgasificación y disco de PTFE perforado	
Para frasco (ml)	Rosca Ø (mm)	Ref.	€	Ref.	€
500 a 2500	45	**063367**	**3,70 -**	**063368**	**13,10 -**

Botellas cuadradas con boca estrecha Nalgene™



- Botellas cuadradas de HDPE
- Tapón de polipropileno
- Herméticos

Capacidad (ml)	30	60	125	250	1000
al x lado (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	181 x 95
Tamaño tapón (mm)	20	24	38-430	38-430	38-430
Ref.	**028707**	**028708**	**028709**	**028710**	**028712**
Unid./ bolsa	12	12	12	12	6
€/ bolsa	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Frascos cuadrados de HDPE con ranuras



- En HDPE
- Herméticos
- Fácil de manejar gracias a sus ranuras laterales
- Superficie para etiquetado
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Ref.	Vol. (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063206	100	40,5 x 32	12,9	18	110,5	**NC -**
063207	250	53,5 x 42,5	19	25	148	**NC -**
063209	1000	84 x 66	19	25	222,5	**NC -**

Tapones para frascos de boca estrecha

	Tapón de rosca LDPE		Tapón cuentagotas		Tapón rojo cuentagotas	
Rosca	Ref.	€/ unidad	Ref.	€/ unidad	Ref.	€
18	-	-	**063281**	**NC -**	**063297**	**NC -**
25	**063232B**	**NC -**	**063280**	**NC -**	**063297**	**NC -**