Botellas de polietileno de baja densidad, boca estrecha

Frascos de boca estrecha, gris oscuro



- De polietileno
- Completamente opacos
- Ideal para materias fotosensibles, líquidas o sólidas
- Suministrados con obturadores para asegurar un hermetismo perfecto
- Lateral perforado para precintado y colocación de etiquetas

Ref.	Volumen (ml)	Diámetro	Altura (mm)	ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
391256	50	39	76,5	18,5	100	**NC -**
391257	125	46	115	18,5	100	**NC -**
391258	250	60	137	23	50	**NC -**
391259	500	74	165	23	25	**NC -**
391260	1000	93	213	34,5	20	**NC -**
391261	2000	116	273	34,5	20	**NC -**

Frascos cuadrados de polietileno de boca estrecha con tapón rojo Corning® Gosselin™ CORNING



No estériles.

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (mm)	Unid./ caja	€/ caja
030435	100	39 x 39 x 103	300	**NC -**
030437	250	55 x 55 x 128	208	**NC -**
030438	500	70 x 70 x 149	100	**NC -**
030439	1000	89 x 89 x 184	60	**NC -**

Botellas TPX, boca ancha

Botella redonda con boca ancha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- Botellas redondas de PMP
- Tapón de polipropileno
- Boca ancha
- Herméticos
- Autoclavables

Capacidad (ml)	250	500	1000
Tamaño tapón (mm)	43	53	63
Unid./ bolsa	12	12	6
Unid./caja	72	48	24
Ref.	**028118**	**028152**	**028153**
Unid./caja	24	16	16
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**