Botellas PVC, boca ancha

Frascos cuadrados con boca ancha de PVC



- Translúcidos
- Boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza
- Tapón de rosca negro con junta de espuma de PE, hermético
- Oscuros translúcidos para los productos sensibles a la luz
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Vol. (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	Ámbar Ref.	Ámbar €	Translúcidos Ref.	Translúcidos €
50	38,5 x 38,5	23	32	60,5	**063250**	**NC -**	**063225**	**NC -**
100	46 x 46	31	40	71	**063251**	**NC -**	**063226**	**NC -**
300	67,5 x 67,5	41	50	94	**063264**	**NC -**	-	-
500	80,5 x 80,5	54	65	108	**063253**	**NC -**	**063228**	**NC -**
750	91,5 x 91,5	69	80	120	**063266**	**NC -**	**063265**	**NC -**
1000	97 x 97	69	80	143	**063254**	**NC -**	**063229**	**NC -**
2000	122 x 122	69	80	187	**063299**	**NC -**	**063298**	**NC -**

Tapones para frascos cuadrados de PVC

- Negro, con junta de espuma de PE

Ref.	Para frascos de volumen (ml)	Rosca	€
063256	50	32	**NC -**
063257	100	40	**NC -**
063258	200 / 300	50	**NC -**
063259	500	65	**NC -**
063260	750/1000/1500/2000	80	**NC -**
063261	2000	80	**NC -**

Botellas de policarbonato, boca ancha

Botellas de policarbonato



- De policarbonato
- Ópticamente transparentes
- Resistentes
- Autoclavables (el tapón suministrado también)

Ref.	Volumen (ml)	Forma	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360519	180	Redonda, boca ancha	54 mm	12	**NC -**
360517	500	Redonda, boca ancha	63 mm	12	**NC -**
360516	1000	Redonda, boca ancha	63 mm	12	**NC -**

Botellas de policarbonato, boca estrecha

Botellas de policarbonato Azlon®



- De policarbonato altamente transparente
- Se suministra con tapón de polipropileno sin junta
- De forma redonda estándar, o de forma cuadrada práctica
- Resistentes y duraderas, autoclavables a 121°C

Botellas cuadradas de PC

Ref.	Volumen (ml)	Ø base x al (mm)	Ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
251575	250	59 x 139	28	24	**NC -**
251576	500	73 x 172	28	12	**NC -**
251577	1000	92 x 213	28	12	**NC -**
251578	2000	115 x 266	40	6	**NC -**

Botellas redondas de PC

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones (Ø x al)(mm)	Ø cuello (mm)	Unid./ caja	€/ caja
251579	500	81 x 175	28	12	**NC -**
251580	1000	97 x 216	28	12	**NC -**