Botellas de policarbonato, boca estrecha

Grandes botellas redondas de boca estrecha de policarbonato Nalgene™

- Policarbonato transparente
- Tapón de polipropileno
- Los modelos de 4 y 8 l tienen un ojal en el lateral, para colocar una etiqueta de marcado
- Autoclavables



Ref.	Capacidad	Material	Tapón	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ bolsa
029416	500 ml	PC	38-430	4	24	**NC -**
029418	1 litro	PC	38-430	4	24	**NC -**
029419	2 litros	PC	38-430	1	1	**NC -**
029420	2,5 litros	PC	38-430	1	1	**NC -**
029536	4 litros	PC	38-430	1	1	**NC -**
029417	8 litros	PC	53B	1	1	**NC -**

Botellas cuadradas con boca estrecha Nalgene™

- Botellas cuadradas de PC
- Tapón de PP
- Herméticos
- Transparentes
- Autoclavables



Capacidad (ml)	30	60	125	250	500	1000	2000
al x lado (mm)	63 x 38	83 x 41	110 x 54	116 x 61	146 x 74	181 x 95	271 x 116
Tamaño tapón (mm)	20	24	38–430	38–430	38–430	38–430	53B
Ref.	**028694**	**028695**	**028696**	**028697**	**028121**	**028699**	**028013**
Unid./ bolsa	12	12	6	6	4	4	1
€/ bolsa	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Botellas de policarbonato

- De policarbonato
- Ópticamente transparentes
- Resistentes
- Autoclavables (el tapón suministrado también)



Ref.	Volumen (ml)	Forma	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360506	30	Octagonal	20/415	24	**NC -**
360505	60	Octagonal	24/415	24	**NC -**
360504	125	Octagonal	38/430	24	**NC -**
360503	250	Octagonal	38/430	24	**NC -**
360502	500	Octagonal	38/430	12	**NC -**
360501	1000	Octagonal	38/430	12	**NC -**
360500	2000	Octagonal	53B	6	**NC -**
360509	300	Redonda	38/430	24	**NC -**
360508	500	Redonda	38/430	12	**NC -**
360507	1000	Redonda	38/430	12	**NC -**

Botellas Biotainer de policarbonato Nalgene™

- De policarbonato azul
- Graduadas
- Estériles
- Adecuado para temperaturas de almacenamiento de -85 °C a casi +100 °C
- Con tapón

+ productos en nuestras WEB



Ref.	Volumen botella	ø (mm) tapón	ø (mm) boca	L x An x Al botella (mm)	Unid./ caja	€/ caja
088002	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	50	**NC -**
088007	1 l	38	37	98 x 98 x 194	35	**NC -**
088010	2 l	48	37	116 x 116 x 262	20	**NC -**
030093*	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	**NC -**
088012	5 l	48	38	166 x 166 x 290	5	**NC -**

* con asas.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB