Botellas de policarbonato, boca estrecha

Frascos cuadrados estériles Pharmatainers™ PC



Frascos estériles con tapón de grado médico. Adecuados para el almacenamiento, transporte y congelación de vacunas, productos biofarmacéuticos, medios de cultivo y soluciones biológicas.

- Graduados
- Con tapones herméticos de doble cierre de HDPE natural
- Esterilización con rayos gamma, SAL 10^{-6}
- Fabricadas con resina 100% virgen, sin compuestos animales
- Libres de endotoxinas y no citotóxicos
- PC: resistentes de -130 °C a +135 °C, perfectamente herméticos en congelación a -80 °C
- Trazabilidad: cada frasco tiene un número de serie único, número de lote, fecha de caducidad y un código de barras

Vol.	Ø tapón (mm)	Ø cuello (mm)	Dimensiones An x p x al (mm) :	Unid. de venta	Ref.	€/unidad de venta
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Caja de 100	**351023**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351024**	**NC -**
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Caja de 60	**351025**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351026**	**NC -**
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Caja de 30	**351027**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351028**	**NC -**
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Caja de 20	**351030**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351031**	**NC -**
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Caja de 6	**351032**	**NC -**
				Individual	**351033**	**NC -**
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Caja de 2	**351034**	**NC -**
				Individual	**351035**	**NC -**
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Caja de 2	**351036**	**NC -**
				Individual	**351037**	**NC -**

Botellas de PET, boca estrecha

Frascos octogonales PET Corning® Gosselin™

CORNING



- De PET (tereftalato de polietileno), transparente como el vidrio
- Graduado en el cuerpo
- Boca de 31,7 mm de ancho
- A prueba de rotura
- Ergonómicos
- Tapón de rosca de HDPE, hermético, indicador de integridad

Frascos con tapón montado

Tapón totalmente enroscado, indicador de integridad antes de abrir. Frascos esterilizados por radiación, SAL 10- 3.

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones Al x l (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
076806C	125	108 x 53	24	336	**NC -**
076814C	250	135 x 63	24	144	**NC -**
076821C	500	173 x 74	12	120	**NC -**
076800B	1000	214 x 92,5	12	48	**NC -**

Frascos con tapones pre-roscados

Tapón pre-roscado: se puede abrir y llenar, indicador de integridad después del llenado. Frascos esterilizados por radiación, SAL 10- 3.

				En bolsa		En bandeja peliculada	
Vol. (ml)	Dim. Al x An (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
125	105 x 53	24	336	**688315**	**NC -**	-	-
500	170 x 74	12	120	-	-	**076825**	**NC -**

Frascos con tapones sin montar (no estériles)

Ref.	Volumen (ml)	Dimensiones Al x l (mm)	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
076808B	125	105 x 53	24	288	**NC -**
076813B	250	132 x 63	24	144	**NC -**
076822B	500	170 x 74	12	120	**NC -**
076801B	1000	212 x 92,5	12	48	**NC -**