Botellas de PET, boca estrecha

Botellas cuadradas estériles de PET Wheaton®



- Para medios
- Ofrecen buena estabilidad de pH
- Labio antigoteo
- Ligeros
- Graduaciones permanentes moldeadas
- Ahorro de espacio
- Con tapón montado
- Esterilización "E-beam"
- Se entrega en una bandeja con plástico de protección

Ref.	Volumen	Dimensiones (mm)	Unid/ bandeja	Unid./ caja	€/ caja
048764	125	53 x 53 x 99	24	48	**NC -**

Frascos para medios de cultivo Greiner Bio-One



- Fabricado en tereftalato de polietileno (PET)
- Esterilización por radiación
- Con graduaciones
- Disponible en triple envase

Ref.	Volumen	Unid./ caja	€/ caja
951700	100	100	**NC -**
950700	500	50	**NC -**
952700	1000	24	**NC -**

Frascos cuadrados estériles Pharmatainers™ PET



Frascos estériles con tapón de grado médico. Adecuados para el almacenamiento, transporte y congelación de vacunas, productos biofarmacéuticos, medios de cultivo y soluciones biológicas.

- Graduados
- Con tapones herméticos de doble cierre de HDPE natural
- Esterilización con rayos gamma, SAL 10^{-6}
- Fabricadas con resina 100% virgen, sin compuestos animales
- Libres de endotoxinas y no citotóxicos
- PET : resistentes de -40 °C a +60 °C
- Trazabilidad: cada frasco tiene un número de serie único, número de lote, fecha de caducidad y un código de barras

Vol.	Ø tapón (mm)	Ø cuello (mm)	Dimensiones An x p x al (mm) :	Unid. de venta	Ref.	€/unidad de venta
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Caja de 100	**351000**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351000A**	**NC -**
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Caja de 60	**351017**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351017A**	**NC -**
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Caja de 30	**351018**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351018A**	**NC -**
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Caja de 20	**351019**	**NC -**
				Bolsa de 5	**351019A**	**NC -**
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Caja de 6	**351020**	**NC -**
				Individual	**351020A**	**NC -**
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Caja de 2	**351021**	**NC -**
				Individual	**351021A**	**NC -**
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Caja de 2	**351022**	**NC -**
				Individual	**351022A**	**NC -**