Botellas de PETG, boca ancha

Frascos cuadrados con boca ancha de PETG

- De PETG transparente
- Se entrega sin tapón (a pedir por separado)

Ref.	Volumen (ml)	Dim. cuerpo (mm)	Ø boca int. (mm)	Rosca Ø ext. (mm)	Al. sin tapón (mm)	€
063304	50	38,5 x 38,5	23	32	60,5	NC -
063305	100	46 x 46	31	40	71	NC -
063306	200	59,5 x 59,5	41	50	88	NC -
063307	500	80,5 x 80,5	54	65	108	NC -
063308	1000	97 x 97	69	80	143	NC -



Tapones para frascos cuadrados de PETG

- Negro, con junta de espuma de PE

Ref.	Para botes de volumen (ml)	Rosca	€
063256	50	32	NC -
063257	100	40	NC -
063258	200 / 300	50	NC -
063259	500/750	65	NC -
063260	1000/1500/2000	80	NC -

Botellas de PETG, boca estrecha

Botellas cuadradas estériles con tapón septum Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

Botellas estancas de PETG con tapón HDPE y septum silicóna/PTFE. Para el envasado de productos biológicos o de diagnóstico que requieran la adición de compuestos mediante una jeringa.

Ref.	Volumen	Boca	Unid./caja	€/caja
029551	60	24-415	200	NC -
029552	125	38-430	96	NC -
029553*	250	38-430	60	NC -
029554	500	38-430	40	NC -

* Sin tapón con septum (a completar con tapón de septum 029628 abajo)



Tapones septum estériles para botellas PET y PETG

- Tapones de silicona con PTFE en contacto con la superficie del líquido
- Combina la elasticidad de la silicona para el sellado con la no reactividad de las superficies de PTFE
- Sin adhesivo, estériles
- Ambos materiales utilizados ofrecen una mejor barrera contra los gases que la silicona
- Para botellas de medios de PET o PETG


Ref.	Para botella de boca	Unid./caja	€/caja
029627	24-415	200	NC -
029628	38-430	240	NC -



Tapones de HDPE

Tapones de polietileno de alta densidad para botellas para medios de PET o PETG. SAL 10^{-6}, no hemolíticas.

Ref.	Para botella de boca	Unid./caja	€/caja
029629	20-415	280	NC -
029630	24-415	200	NC -



Botellas cuadradas estériles de PETG Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Transparentes
- Para el almacenamiento de medios
- Tapón de rosca hermético con cinta termorretráctil
- Congelables hasta -40 °C
- Esterilizado por rayos gamma
- Graduadas
- Envasado por bandejas

Ref.	Volumen (ml)	L x Al (mm)	Unid/ bandeja	Unid./ caja	€/ caja
028021	30	38 x 63	24	96	NC -
028022	60	41 x 82	24	96	NC -
028023	125	52 x 108	24	48	NC -
028024	250	58 x 147	24	48	NC -
028025	500	73 x 177	12	24	NC -
028026	1000	93 x 218	12	24	NC -
028027	2000	116 x 270	6	12	NC -



Funda termo-retráctil de PVC-esterilizable con rayos gamma

Ref.	Para botella cuadrada PETG	Tipo tapón HDPE	€ 1000 unid.
029821	30 ml	20–415	NC -
029822	60 ml	24–415	NC -
029823	De 125 ml a 1000 ml	38–430	NC -
029824	2000 ml	53B	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB