Botellas de PETG, boca estrecha

Botellas Biotainer de PETG Nalgene™



- De PETG claro, estériles
- Graduadas
- Adecuado para temperaturas de almacenamiento de -40 °C a +70 °C
- Con tapón
- Esterilizado por rayos gamma

Ref.	Volumen botella	ø (mm) tapón	ø (mm) boca	L x An x Al botella (mm)	Unid./ caja	€/ caja
088000	125 ml	38	26	52 x 52 x 102	5 x 20	**NC -**
088003	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	5 x 14	**NC -**
088004	500 ml	38	26	77 x 77 x 172	1 x 70	**NC -**
088005	1 l	48	37	98 x 98 x 194	5 x 7	**NC -**
088006	1 l	38	37	98 x 98 x 194	1 x35	**NC -**
088008	2 l	48	37	116 x 116 x 262	5 x 4	**NC -**
088009	2 l	48	37	116 x 116 x 262	1 x 20	**NC -**
030080*	5 l	48	NC	NC	6	**NC -**
088013	5 l	48	NC	NC	6	**NC -**

* con asas

Botellas de PETG



- De PETG
- Ópticamente transparentes
- Forma cuadrada
- Resistentes
- Tapones suministrados, tapones de repuesto disponibles como accesorios
- Estériles, radiación gamma

Ref.	Volumen (ml)	Forma	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360526	30	Inviolable	20/415	24	**NC -**
360525	60	Inviolable	24/415	24	**NC -**
360524	125	Inviolable	38/430	24	**NC -**
360523	250	Inviolable	38/430	24	**NC -**
360522	500	Inviolable	38/430	12	**NC -**
360521	1000	Inviolable	38/430	12	**NC -**
360520	2000	Inviolable	53B	6	**NC -**
360533	30	Estándar	20/415	24	**NC -**
360532	60	Estándar	24/415	24	**NC -**
360531	125	Estándar	38/430	24	**NC -**
360530	250	Estándar	38/430	24	**NC -**
360529	500	Estándar	38/430	12	**NC -**
360528	1000	Estándar	38/430	12	**NC -**
360527	2000	Estándar	53B	6	**NC -**



Tapones estándar

- De polipropileno autoclavable

Ref.	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360537	38/430	384	**NC -**

Tapones ventilados

- De polipropileno autoclavable
- Membrana de PTFE 0,22 µm

Ref.	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360543	38/430	288	**NC -**

Tapones de transferencia

- De polipropileno autoclavable
- Con 3 ó 4 puertos resellables (tapones incluidos)

Ref.	Rosca	Número de puertos	€/ caja
360548	53B	4	**NC -**
360549	38/430	3	**NC -**

Tapones con septum

- De polipropileno autoclavable
- Septum de butilo

Ref.	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360545B	38/430	288*	**NC -**

* Envase: 10 cajas de 288 piezas

Tapón ventilado con septum

- De polipropileno autoclavable
- Membrana de PTFE 0,22 µm
- Septum de butilo

Ref.	Rosca	Unid./ caja	€/ caja
360546	53B	288	**NC -**