Botellas de aluminio

Botellas de aluminio

burkle

Para el almacenamiento, el transporte y envío de las muestras.

- Frascos de aluminio puro (AL 99,5) ligero, irrompible y opaco
- Cierre estanco con tapón de rosca en PP con junta interna de aluminio
- Homologación UN 1B1/X/250 para el transporte excepto ref. 671063
- Incluyen tapón sin montar

Ref.	Volumen (ml)	Ø (mm)	Altura con tapón (mm)	€
671063	38	35	70	**NC -**
795597	60	40	88	**NC -**
795598	120	57	97	**NC -**
795599	300	57	160	**NC -**
671084	600	74	192	**NC -**
795600	1200	88	248	**NC -**
795762	3000	161	215	**NC -**
795763	5600	161	340	**NC -**



Bidones de polipropileno, sin grifo

Bidones Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- De polipropileno
- Herméticos, para el almacenamiento de agua destilada o de reactivos
- 2 asas
- Graduados por 5 litros y por galón
- Modelo de PP para ser esterilizado en autoclave vacío, con el tapón sin enroscar (por separado)

+ info en nuestras WEB

Volumen	10	20	50
ø x al (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Tapón	83B	83B	83B
Ref.	**028618**	**028621**	**028565**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Grandes botellas redondas de boca estrecha Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- De polipropileno
- Herméticos
- Tapón de polipropileno
- Los modelos de 4 y 8 l tienen un ojal en el lateral, para colocar una etiqueta de marcado

Capacidad (l)	Ø x al (mm)	Tapón	PP natural	€	PP ámbar	€
2	121 x 249	38-430	**029412**	**NC -**	**029413**	**NC -**
4	152 x 333	38-430	**029329**	**NC -**	**029414**	**NC -**
8	193 x 409	53B	**029302**	**NC -**	**029415**	**NC -**



Bidones rectangulares de polipropileno

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Autoclavables
- Translúcidos
- Asa robusta de acero inox.
- Graduados en litros y galones

Capacidad (l)	9	20
Al x L x P (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Ref.	**029122**	**029123**
€	**NC -**	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB