Bidones de polipropileno, sin grifo

Recipientes compactos



- De polipropileno transparente
- Bidón sin grifo esterilizable en autoclave
- Con graduaciones en litros en relieve
- Compartimentos de aluminio para bidones para un almacenaje seguro disponibles como opción (solo para bidones de 5 l)

+ productos en nuestras WEB

Ref.	Adaptada para grifo	Volumen (l)	L x p x Al (mm)	Ø boca (mm)	€
090004	No	5	65 x 335 x 335	41	**NC -**
795764	No	10	125 x 335 x 335	41	**NC -**

Bidones Heavy Duty Nalgene™



- De polipropileno, con tapón de polipropileno con junta TPE
- Autoclavables (autoclavar con un tapón de ventilación)
- Paredes extra gruesas
- Mantienen el vacío absoluto durante al menos 8 horas
- Se entregan con tapón 83B con junta TPE

Ref.	Capacidad (l)	€
028163	10	**NC -**
029437	20	**NC -**

Bidones cuadrados de polipropileno autoclavables Azlon®



Bidones de polipropileno, con tapón de rosca estanco

Ref.	Volumen (l)	Base x altura (mm)	Boca (mm)	€
090848	5	220 x 270	GL 45	**NC -**
090808	10	280 x 360	83B	**NC -**
090809	20	350 x 420	83B	**NC -**

Bidones rectangulares de polipropileno

+ info en nuestras WEB



- Tapón de polipropileno
- Asa ancha para un mejor agarre
- Graduación
- Bidones de PP autoclavables a +121°C

Ref.	Dimensiones An x p x al (mm) :	Volumen (l)	Color	Grifo	Ø tapón (mm)	€
311103	128 x 170 x 307	2,5	Blanco	No	83	**NC -**
311106	131 x 220 x 417	5	Ámbar oscuro	No	83	**NC -**
311109	131 x 220 x 417		Blanco	No	83	**NC -**
311116	162 x 293 x 487	10	Blanco	No	Boca sanitaria	**NC -**
311117	162 x 273 x 496			No	83	**NC -**
311126	205 x 345 x 640	20	Ámbar oscuro	No	120	**NC -**
311127	205 x 345 x 640		Blanco	No	120	**NC -**
311128	205 x 345 x 640			Sí	120	**NC -**
311129	205 x 345 x 605			No	Boca sanitaria	**NC -**
311130	205 x 345 x 615			No	83	**NC -**
311138	250 x 433,2 x 771	40	Blanco	No	120	**NC -**
311140	250 x 433,2 x 736			No	Boca sanitaria	**NC -**
311142	365 x 475 x 761	75	Blanco	No	120	**NC -**