Bidones de polipropileno, con grifo

Bidones Nalgene™

- De polipropileno
- Herméticos, para el almacenamiento de agua destilada o de reactivos
- 2 asas
- Graduados cada 5 litros y por galón
- Modelo de PP para ser esterilizado en autoclave vacío, con el tapón sin enroscar (por separado)

+ info en nuestras WEB



Volumen	10	20	50
ø x al (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Tapón	83B	83B	83B
Ref.	**028002**	**028003**	**028574**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bidones rectangulares de PP con grifo Nalgene™

- Autoclavables
- Asa robusta de acero inoxidable
- Graduados en litros y galones
- Con grifo :
  - grifo de sustitución de polipropileno para uso convencional
  - grifo de sustitución de etileno tetrafluoroetileno para disolventes



Capacidad (l)	9	20
Al x L x P (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Ref.	**029128**	**029130**
€	**NC -**	**NC -**
Ref. grifo PP sustitución	**029110**	
€	**NC -**	
Ref. grifo ETFE sustitución	**029872**	
€	**NC -**	

Bidones cuadrados de polipropileno autoclavables Azlon®

Bidones de polipropileno con o sin grifo, con tapón de rosca estanco

Ref.	Volumen (l)	Base x altura (mm)	Boca (mm)	€
090849	5	220 x 270	GL 45	**NC -**
090850	10	280 x 360	83B	**NC -**



Bidones rectangulares de polipropileno

- Tapón de polipropileno
- Asa ancha para un mejor agarre
- Graduación
- Bidones de PP autoclavables a +121°C
- Bidones blancos
- Con grifo

Ref.	Dimensiones An x p x al (mm) :	Volumen (l)	Ø tapón (mm)	€
311110	131 x 270 x 417	5	83	**NC -**
311118	162 x 293 x 496	10	83	**NC -**
311128	205 x 345 x 640	20	120	**NC -**
311131	205 x 345 x 614		83	**NC -**
311139	250 x 433,2 x 771	40	120	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB