Bidones de polietileno de alta densidad sin grifo

Bidones de boca ancha con asa Nalgene™

- De HDPE, color natural
- Tapón de polipropileno diámetro 100 mm
- Graduados



Ref.	Capacidad (l)	Ø int. (mm) boca	Ø ext. (mm) botella	Altura (mm) con / sin tapón	€
029448	10	88	250	343 / 338	**NC -**
029449	15	88	269	389 / 379	**NC -**
028677	20	88	287	493 / 480	**NC -**

Bidones hexagonales, redondos o cuadrados Azlon®

- De HDPE , no autoclavables
- Hexagonales, redondos o cuadrados (ahorro de espacio)
- Asa de transporte
- Boca estrecha
- Buena resistencia a los químicos



Vol. (l)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Boca (mm)	Asa	Ref.	€
Forma hexagonal						
5	160	340	49	1	**090080**	**NC -**
10	220	370	49	1	**090081**	**NC -**
Forma redonda						
25	280	600	64	2	**090082**	**NC -**
50	340	720	64	**2**	**090083**	**NC -**
Forma cuadrada						
20	262	465	50	**2**	**090066**	**NC -**
30	305	525	65	**2**	**090079**	**NC -**

Bidones de boca ancha y estrecha

De HDPE, paredes gruesas (2 mm), muy sólidas.

Bidones de boca estrecha

- Puede utilizarse a temperaturas inferiores a 0°C
- Rosca de 12 mm de profundidad para garantizar un sellado perfecto

Vol. (l)	Ø x al (mm)	Ø cuello (mm)	Número de asas	Ref.	€
5	170 x 345	62,5	1	**391326A**	**NC -**
10	210 x 425	62,5	1	**391327A**	**NC -**
25	280 x 565	95,5	2	**391328A**	**NC -**
50	350 x 700	95,5	2	**391329A**	**NC -**

Bidones de boca ancha

- De HDPE, paredes gruesas (2 mm), muy sólidas
- Para líquido o polvo
- Boca ancha para facilitar el llenado y el vaciado
- Suministrados con obturadores para mejor hermeticidad
- Con 1 o 2 asas sólidas para el transporte

+ info en nuestras WEB

Ref.	Volumen (l)	Ø x al (mm)	Diámetro de boca (mm)	€
391231A	5	170 x 340	94	**NC -**
391325A	10	210 x 415	108	**NC -**



Bidones de boca ancha

Bidones de boca estrecha

Bidones rectangulares

- Tapón de polipropileno
- Asa ancha para un mejor agarre
- Graduación
- De PP autoclavable a +121°C

Ref.	Dimensiones An x p x al (mm) :	Volumen (l)	Color	Ø tapón (mm)	€
311100	128 x 170 x 304	2,5	Ámbar	83	**NC -**
311101	128 x 170 x 304		Blanco	83	**NC -**
311104	131 x 220 x 417	5	Ámbar	83	**NC -**
311107	131 x 220 x 417		Blanco	83	**NC -**
311112	162 x 273 x 495	10	Ámbar	83	**NC -**
311114	162 x 273 x 495		Blanco	83	**NC -**
311120	205 x 345 x 640	20	Ámbar	120	**NC -**
311122	205 x 345 x 640		Blanco	120	**NC -**
311124	205 x 345 x 614			83	**NC -**
311134	250 x 433,2 x 771	40	Ámbar	120	**NC -**
311136	250 x 433,2 x 771		Blanco	120	**NC -**
311141	365 x 475 x 762	75	Blanco	120	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB