Bidones de polietileno de alta densidad, con grifo

Bidones rectangulares de HDPE con grifo Nalgene™

- Forma rectangular
- Excelente resistencia a los químicos
- Graduaciones moldeadas
- Con asa de acero inoxidable
- De polietileno de alta densidad

Capacidades nominales (l.)	9	20
Dimensiones (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Ref.	**029131**	**029132**
€	**NC -**	**NC -**



Bidones bajos de HDPE Nalgene™

- Autoclavables, excelente resistencia química
- Apilables, diseño bajo, facilita la colocación en espacios reducidos
- Tapón y grifo de polipropileno

Capacidad (l)	8	15
L x p x Al (mm)	356 x 305 x 152	356 x 356 x 203
Material	HDPE	HDPE
Ref.	**029452**	**029453**
€	**NC -**	**NC -**



Bidones de HDPE hexagonales o redondos Azlon®

- De HDPE , no autoclavables
- Asa de transporte
- Boca estrecha, tapón negro
- Buena resistencia a los químicos

Vol. (l)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Boca (mm)	Asa	Ref.	€
Forma hexagonal						
5	160	340	49	1	**090084**	**NC -**
10	220	370	49	1	**090085**	**NC -**
Forma redonda						
25	280	600	64	**2**	**090086**	**NC -**
50	340	720	**64**	**2**	**090087**	**NC -**



Grifos de repuesto

Ref.	Forma bidones	Ref. bidones	€
001484	Hexagonal	090084 y 090085	**NC -**
001767	Redonda	090086 y 090087	**NC -**

Bidones de boca estrecha

De HDPE, paredes gruesas (2 mm), muy sólidas.

Bidones de boca estrecha

- Puede utilizarse a temperaturas inferiores a 0°C
- Modelos con grifo : grifo 85P de 3/4''
- Rosca de 12 mm de profundidad para garantizar un sellado perfecto

Vol. (l)	Ø x al (mm)	Ø cuello (mm)	Número de asas	Bidones con grifo	
				Ref.	€
5	170 x 345	62,5	1	**391330A**	**NC -**
10	210 x 425	62,5	1	**391331A**	**NC -**
25	280 x 565	95,5	2	**391332A**	**NC -**
50	350 x 700	95,5	2	**391333A**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
391334	Grifo inglés con conexión 3/4 ''	2	**NC -**



Bidones de boca estrecha

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB